

販売店様用



# マニュアル

- Ver. 2.0 -

WCC Client Management system  
v1.4.5~

WCCに関するお問い合わせはこちら

ワイデックス補聴器 カスタマーサービス

フリーコール：00777-81810

直通ダイヤル：046-289-0235

受付時間：9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

# 本マニュアルについて

本マニュアルはWidex Compass Cloud（以下WCC）の導入方法と使用方法について解説したものです。

具体的な使用方法や調整方法についてはWCC内にあるオンラインガイドやインタラクティブツアーをご活用ください。

本マニュアルではロール（役割）によってユーザーを以下の4タイプに分けています。

INDEXおよび各ページに対象となるロールのアイコンを表示してありますので、与えられたロールに応じて必要なページをご確認ください。

- SA Super Admin** 統括管理者 Admin、Installer、Fitterの作成が可能
- A Admin** 運用管理者 Admin、Installer、Fitterの作成が可能
- Ins Installer** WCCゲートウェイのダウンロードおよびインストールが可能
- Fit Fitter** WCCで補聴器のフィッティングが可能

※ Super AdminおよびAdminは設定によりInstaller、Fitterのロールを兼務することができます。

※ InstallerおよびFitterは設定によりお互いのロールを兼務することができます。

※ ご自身のロールが不明な場合は、「登録のご案内」メールの送信者にご確認ください。

※ 仕様変更により本マニュアルに掲載の内容と実際のWidex Compass Cloudの動作、表示内容等に差異が生じる場合がございますこと、予めご了承ください。

## WCCの動作環境

WCCの動作環境は以下となります。この条件を満たさない場合はWCCをご使用いただけませんのでご注意ください。

### PC

Operating System Windows 11またはWindows 10  
画面解像度 1366×768以上  
ウェブブラウザ Google Chrome またはMicrosoft Edge

### インターフェース

Noahlink Wireless または Noahlonk Wireless 2  
Noah 4 (Ver.4.13以降)

### インターネット接続

ダウンロード速度 10Mbps以上  
アップロード速度 1Mbps以上  
レイテンシ 300ms以下

# INDEX

## 対応するロール

## 導入準備編

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| SA A Ins Fit | <u>WCCへの初回サインイン①</u> .....                    | 4  |
| SA           | <u>WCCへの初回サインイン②</u> .....                    | 5  |
| SA A Ins     | <u>WCCへの初回サインイン③</u> .....                    | 6  |
| SA A         | <u>WCC ユーザーの管理</u> .....                      | 8  |
| Ins          | <u>WCC ゲートウェイのインストール</u> .....                | 9  |
| Fit          | <u>Noahlink Wireless ファームウェアのアップデート</u> ..... | 10 |
| Fit          | <u>WCC ゲートウェイのアップデート</u> .....                | 11 |
| Fit          | <u>WCC フィッティングメニューへのアクセス</u> .....            | 12 |
| SA A Ins Fit | <u>ユーザー名の変更</u> .....                         | 15 |
| SA A         | <u>ユーザーの作成・変更・削除</u> .....                    | 16 |
| SA A Ins Fit | <u>ロールの確認方法</u> .....                         | 18 |
| Ins Fit      | <u>更新内容の確認方法</u> .....                        | 19 |

## 使い方編

|     |   |    |
|-----|---|----|
| Fit | <u>[概要] WCCと補聴器の接続</u> .....            | 20 |
| Fit | <u>[概要] 補聴器間の設定の転送</u> .....            | 22 |
| Fit | <u>[精度調整] 補聴器のフィッティング</u> .....         | 24 |
| Fit | <u>[プログラムとチューニング] 補聴器のフィッティング</u> ..... | 26 |
| Fit | <u>[機器設定] 補聴器のフィッティング</u> .....         | 29 |
|     | <u>こんなときは？</u> .....                    | 30 |
|     | <u>マニュアル更新履歴</u> .....                  | 35 |

# WCCへの初回サインイン①

1. 「登録のご案内」メール内にある「アカウントの有効化」をクリックします。



2. Google ChromeまたはMicrosoft Edgeが起動し、スタートガイド画面が表示されます。サインイン用のパスワードを決めて入力します。

※デフォルト設定されているブラウザが起動します。どちらもデフォルト設定されていない場合、ChromeがインストールされていればChromeが、インストールされていない場合はEdgeが開きます。

※パスワードは同じ文字が続かない14文字以上で、英大文字、英小文字、数字、記号 (!@#%\$%^&\*) のうち3種を含んでいる必要があります。

※パスワードは忘れないようにしてください。




3. パスワードを入力したら、「WIDEXに同意します」にチェックを入れて「続ける」をクリックします。

※チェック欄が無い場合はチェックは不要です。



4. Googleの自動ログイン機能が有効になっており、「パスワードを保存しますか？」の画面が表示された場合は「保存」をクリックします。



5. WCCの画面が表示されます。

※Adminは「WCCへの初回サインイン②」の5へ、Installer、「WCCへの初回サインイン③」へ、Fitterは「Noahlink Wireless ファームウェアのアップデート」へお進みください。



# WCCへの初回サインイン②

Super AdminはWCCのご使用前に「WSAフィッティングサービスの利用規約」を許諾していただく必要があります。  
**※利用規約の許諾前にユーザーを作成した場合、そのユーザーはブロックされ、メールアドレスも使用できなくなるのでご注意ください。**

1. 「はじめに」画面にWSAフィッティングサービスの利用規約への同意についてのメッセージが表示されるので「ドキュメントに進む」をクリックします。




2. 「WSAフィッティングサービスの利用規約」が表示されるので、内容を確認後「許諾」をクリックします。



3. 契約確認のメッセージが表示されます。



4. 許諾が完了し、ドキュメント名、許諾日、許諾者名が表示されます。



5. 「ユーザー管理に移動する」をクリックします。



6. ユーザー管理画面が表示されるので、ご自身のユーザー名の右側にある「⋮」をクリックします。



7. 表示されたメニューから「ロールを変更」を選択します。



8. 聴覚ケアのインストールとフィッティングにチェックを入れて「確認」をクリックします。



9. 一度サインアウトし、[one.was.com](https://one.was.com)から再度サインインします。

# WCCへの初回サインイン③

1. 「Compass Cloudの概要」にある「はじめる」をクリックします。

※Fitterのみのロールのユーザーは「[Noahlink Wireless ファームウェアのアップデート](#)」へお進みください。



2. 「Widex Compass Cloudゲートウェイのセットアップ」が表示されます。セットアップが表示されない場合は、ブラウザを閉じて終了します。

※ロールの内容によって表示内容が異なります。

3. お使いのPCがWCCのシステム要件を満たしているかの確認を行います。システム要件ウィンドウの「コンピューターをチェックする」をクリックします。




4. 準備状況チェックが始まり、1分ほどでチェックが完了し、結果が表示されます。



5. チェック結果を確認し「ソリューション」に表示があった場合はそれに従い、再度準備状況チェックを行います。

6. システム要件を満たした場合は、チェック画面を閉じてから「ダウンロードとインストール」ウィンドウの「今すぐダウンロード」をクリックします。




8. ゲートウェイのインストーラー（Widex Compass CloudGateway.msi）のダウンロードが始まるので、任意の場所に保存します。
9. ダウンロードが完了したら、インストーラーの保存先を以下の手順で開きます。

a. Google Chromeの場合




b. Microsoft Edgeの場合




10. スタートメニューから「Windowsツール」を選択します。

# WCCへの初回サインイン③


11. 「Windowsツール」内にある「コマンドプロンプト」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。




12. コマンドプロンプトのウィンドウが表示されます。




13. 4. で開いたフォルダ内にある「WidexCompass CloudGateway.msi」を右クリックし、「パスのコピー」をクリックします。




14. 7. のコマンドプロンプトのウィンドウの戻り、右クリック、またはCtrl+Vキーでコピーしたパスを貼り付けます。




15. キーボードの「Enter」でインストーラーが起動するので、「Next」をクリックします。



16. 使用する顧客管理システムの選択画面が表示されるので、「Use with WCC Client Management System」を選択し、「Next」をクリックします。




17. 「Next」をクリックしてインストールを行います。



18. インストールが終わったら、「Finish」をクリックしてインストーラーを閉じます。

19. 右上のXをクリックしてコマンドプロンプトを終了します。



# WCC ユーザーの管理

1. **Super Admin**および**Admin**がユーザー管理を行う場合は、以下のURLをGoogle ChromeまたはMicrosoft Edgeで直接開きます。

[one.wsa.com](http://one.wsa.com)

2. サインイン画面が表示されるので、Emailアドレスを入力し、「続ける」をクリックします。  
※ブラウザの自動ログインが有効になっている場合は、Emailアドレスが自動入力されます。

3. パスワードを入力し、「続ける」をクリックします。  
※ブラウザの自動ログインが有効になっている場合は、パスワードの入力をスキップしてサインインされます。

4. 「アプリを承認」の画面が表示された場合は、「同意」をクリックします。

※WCCのEmailアドレスへのアクセスとオフラインアクセスの許諾になります。

5. 「はじめに」画面が表示されるので「ユーザーを表示」をクリックして、「ユーザー管理」に移動します。

6. ユーザー管理画面が表示されるので、本マニュアルの「ユーザーの作成・変更・削除」の項目を参照のうえ、ユーザー管理を行ってください。

※Super AdminおよびAdminが自らフィッティングを行う場合は、ユーザー管理画面でご自身のアカウントにInstallerおよびFitterの設定を行ってください。

# WCC ゲートウェイのインストール

1. **Installer**がWCCゲートウェイのダウンロード/インストールを行う場合は、ゲートウェイをインストールするPCで以下のURLをGoogle ChromeまたはMicrosoft Edgeで直接開きます。

[one.wsa.com](http://one.wsa.com)


2. サインイン画面が表示されるので、Emailアドレスを入力し、「続ける」をクリックします。



3. パスワードを入力し、「続ける」をクリックします。  
※ブラウザの自動ログインが有効になっている場合は、パスワードの入力をスキップしてサインインされます。



4. 「アプリを承認」の画面が表示された場合は、「同意」をクリックします。  
※WCCのEmailアドレスへのアクセスとオフラインアクセスの許諾になります。



5. 「はじめに」画面が表示されるので「はじめる」をクリックします。



6. 「Widex Compass Cloudゲートウェイのセットアップ」が表示されるので、本マニュアルの「[WCCへの初回サインイン③](#)」の手順2以降を参照のうえ、ゲートウェイのインストールを進めてください。


# Noahlink Wireless ファームウェアのアップデート

WCCは補聴器とのインターフェースにNoahlink Wireless またはNoahlink Wireless 2（以下、総称してNoahlink Wireless）を使用します。ご使用の際は以下を参照のうえ、最新のファームウェアに更新してください。

1. HIMSAのWebサイトからNoahlink Wireless Firmware Updaterをダウンロードします。  
※以下のリンクからもダウンロードしていただけます。

[Noahlink Wireless Firmware Upgrader](#)

2. PCにNoahlink Wirelessを接続します。
3. ダウンロードしたFirmware Updaterを実行すると以下のウィンドウが表示されます。  
新しいファームウェアがある場合は、シリアル番号左のボックスにチェックを入れて「更新」をクリックします。  
※4.の図のように「最新 NLW」の表示がある場合は、更新の必要はありませんので、「閉じる」をクリックして終了します。



4. アップデートが終了し、ファームウェアバージョン状況に「最新 NLW」の表示があれば更新完了です。「閉じる」をクリックしてUpdaterを終了します。




# WCC ゲートウェイのアップデート


1. ゲートウェイのアップデートがある場合は、WCCフィッティングメニューの表示前に以下の画面が表示されます。



2. 以下のウィンドウが表示されたら、「OK」をクリックします。



3. アップデートが開始され、アップデートが完了すると以下のウィンドウが閉じます。



4. ブラウザは閉じずに、開いている顧客情報画面よりセッションを開きます。



5. データ転送画面が表示されるので、しばらく待ちます。



6. データ転送が完了するとフィッティングメニューが表示されます。



# WCC フィッシングメニューへのアクセス

1. デスクトップにあるWidex Compass Cloudのアイコン、またはスタートメニュー（全てのプログラム）のWidex Compass Cloudをクリックします。



2. ブラウザが起動し、サインイン画面が表示されるので、Emailアドレスを入力し、「続ける」をクリックします。

WIDEX  
サインイン

電子メール\*

続ける

Emailを入力

クリック

3. パスワードを入力し、「続ける」をクリックします。  
※ブラウザの自動ログインが有効になっている場合は、パスワードの入力をスキップしてサインインされます。

WIDEX  
Sign in

Edit

Password\*

Forgot password?

Continue

パスワードを入力

クリック

4. 「アプリを承認」の画面が表示された場合は、「同意」をクリックします。

※WCCのEmailアドレスへのアクセスとオフラインアクセスの許諾になります。

WIDEX  
アプリを承認

様

wsa/onexp/fitxp/local-local-fitxp-localhost-gateway-nativeが アカウントへのアクセスを要求しています。

- Profile: access to your email
- Allow offline access

拒否 同意

クリック

5. 顧客管理画面が表示されます。

WCOMPASS  
顧客管理

| 名前               | 電話番号     | 性別 | 顧客タイプ/フィッティング   | Last modified   | 操作   | 削除 |
|------------------|----------|----|-----------------|-----------------|------|----|
| Bernard Johnson  | 19877174 | M  | 2020/9/17 00:11 | 2020/9/17 00:11 | [編集] | 1  |
| Paul Johnson     | 19890109 | M  |                 | 2020/9/16 00:01 | [編集] | 1  |
| Thomas Johnson   |          |    |                 | 2020/9/16 00:04 | [編集] | 1  |
| Widex プルーフ       |          |    | 2020/9/16 02:25 | 2020/9/16 02:11 | [編集] | 1  |
| William Peter    | 19749702 | M  | 2020/9/11 07:35 | 2020/9/12 07:35 | [編集] | 1  |
| W1               |          |    | 2020/9/10 04:08 | 2020/9/10 00:16 | [編集] | 1  |
| 008 000          |          |    |                 | 2020/9/10 14:14 | [編集] | 1  |
| NO SHIRT WCC 1.4 |          |    | 2020/9/9 00:17  | 2020/9/9 04:02  | [編集] | 1  |
| SHIRT WCC 2      |          |    |                 | 2020/9/9 19:29  | [編集] | 1  |
| Lordley 100      |          |    | 2020/9/8 00:17  | 2020/9/8 04:17  | [編集] | 1  |

# WCC フィッティングメニューへのアクセス

## ■ 顧客情報登録


1. 顧客管理画面右上の「新規顧客」をクリックします。



2. 顧客情報画面が表示されるので、顧客の情報を入力します。入力が完了したら、「顧客データの保存」をクリックします。

※名と姓は必須項目です。

3. 顧客データの保存が完了するとオーディオグラム入力画面が表示されるので、オーディオグラムを入力します。入力はグラフ上でマウスでクリック、下段の入力欄に数値を入力 of のいずれかでできます。ACL/BCL/UCLは中央パネルのドロップダウンリストで切り替えます。




4. 入力が済んだら「保存」をクリックして終了します。
5. 登録済みの顧客データは顧客リストで「表示」をクリックし、顧客情報画面内の「オーディオグラムを編集」と「顧客を編集」から編集が可能です。

## ■ 既存セッションを開く

1. 顧客管理画面で調整したい顧客の「表示」ボタンをクリックします。

※クイックリンクから特定の項目を素早く読み込むこともできます。



2. 顧客情報が表示されるので、セッションメニューから開きたいセッションを選び、「顧客セッションを開く」をクリックします。※「進行中のセッションの終了」が表示されている場合は、クリックしてセッションを終了してから「顧客セッションを開く」をクリックしてください。

セッションを選択

|   | 日付         | 時間       | 注意 | 医療従事者 |
|---|------------|----------|----|-------|
| ☰ | 2026/02/26 | 8:55:12  |    |       |
| ☰ | 2026/02/26 | 8:51:19  |    |       |
| ☰ | 2026/02/25 | 18:49:16 | ①  |       |
| ☰ | 2026/02/25 | 15:44:48 |    |       |
| ☰ | 2026/01/22 | 13:24:05 | ①  |       |
| ☰ | 2025/12/01 | 18:11:48 | ①  | HT    |

顧客セッションを開く

新しいフィッティングセッションを開始

顧客リストに戻る

クリック


# WCC フィッティングメニューへのアクセス

3. WCCが起動し、患者データのオーディオグラムが反映されます。  
 ※オーディオグラムに500Hz、1kHz、2kHz、4kHzの閾値のデータが一つでも欠けている場合、途中で強制終了となる場合がございますので、P9の手順2でデータ欠けの無い患者データを選択してください。

## 【新規フィッティングの場合】



## 【既存セッションの場合】



# ユーザー名の変更

## ■ご自身のユーザー名の変更 SA A Ins Fit

1. WCC右上のアイコンをクリックし、「プロフィールを表示」を選択します。



2. 「お問い合わせ先」に表示されている「編集」をクリックします。




3. 「編集名」画面が表示されるので、「名」、「姓」を変更し、「保存」をクリックします。



## ■他のユーザー名の変更 SA A (Super Admin、Adminのみ)

1. WCC右上のアイコンをクリックし、「ユーザー管理」を選択します。



2. ユーザー画面が表示されるので、変更したいユーザーのアイコンをクリックします。



3. 「基本情報」に表示されている「編集」をクリックします。



4. 「名」、「姓」を変更し、「保存」をクリックします。



# ユーザーの作成・変更・削除

Super AdminおよびAdminはユーザーの作成・変更・削除が行えます。

## ■ユーザーの作成

1. WCC右上のアイコンをクリックし、「ユーザー管理」を選択します。



2. 表示されたユーザー管理画面の右上にある「+ユーザーを作成」ボタンをクリックします。



3. ユーザー作成画面が表示されるので、作成するユーザーの名、姓、電子メールアドレスを入力し「続ける」をクリックします。

4. 作成するユーザーのロールを指定し、「続ける」をクリックします。

- Adminを作成する場合は「ユーザーを管理」にチェックを入れます。
  - Installerを作成する場合は「インストール」にチェックを入れます。
  - Fitterを作成する場合は「フィッティング」にチェックを入れます。
  - 法的な署名者、顧客リスト、アクティビティログは使用しません。
- ※複数のロールを兼務する場合はそれぞれにチェックを入れてください。


5. 設定するロールの内容を確認し、間違いが無ければ「ユーザーを作成」をクリックします。修正がある場合は、「戻る」をクリックして修正を行います。

6. ユーザーが作成されると直ちにそのユーザーに「登録のご案内」メールが送信されます。



# ユーザーの作成・変更・削除

## ■ユーザーの変更

1. ユーザー管理画面を表示し、変更したいユーザーの右側にある「

2. 表示されたメニューから「**ロールを変更**」を選択します。



3. 追加したいロールにチェック入れ、削除したいロールのチェックを外します。


※法的な署名者は1アカウントに1人と決められているため、チェックは入れないでください



4. ロールを変更後、「**確認**」をクリックすると変更内容が反映されます。




## ■ユーザーの削除

1. ユーザー管理画面を表示し、変更したいユーザーの右側にある「

2. 表示されたメニューから「**ユーザーを削除**」を選択します。



3. 削除の確認ウィンドウが表示されます。確認をクリックするとユーザーは削除されます。



# ロールの確認方法

1. WCC右上のアイコンをクリックし、「プロフィールを表示」をクリックします。



2. 表示されたプロフィール画面のロールを確認します。



3. 役割に応じて以下の表示となります。

| 役割          | 全般     |         | 聴覚ケア   |         |
|-------------|--------|---------|--------|---------|
|             | 法的な署名者 | ユーザーを管理 | インストール | フィッティング |
| Super Admin | ●      | ●       | 設定による  | 設定による   |
| Admin       | —      | ●       | 設定による  | 設定による   |
| Installer   | —      | —       | ●      | 設定による   |
| Fitter      | —      | —       | 設定による  | ●       |

- ・聴覚ケアに「インストール」の表示がある場合のみ、ゲートウェイのダウンロード/インストールが可能です。
- ・聴覚ケアに「フィッティング」の表示がある場合のみ、補聴器のフィッティングが可能です。
- ・Super AdminおよびAdminは設定により、ゲートウェイのダウンロード/インストール、フィッティングが可能となります。

# 更新内容の確認方法


1. 以下のURLをGoogle ChromeまたはMicrosoft Edgeで直接開きます。

[one.wsa.com](https://one.wsa.com)

2. サインインすると「はじめに」画面が表示されるので、「Compass Cloudにアクセスする」の「はじめる」をクリックします。



3. 「Widex Compass Cloudのスタートガイド」が表示されるので、画面をスクロールして「更新情報テキスト」の内容を確認します。



# [概要] WCCと補聴器の接続

1. PCにNoahlink Wirelessを接続し、WCC画面上部中央の「接続」ボタンをクリックします。



2. 実行するアクションの画像をクリックします。



3. 補聴器の電源を入れてペアリングモードにします。  
※周辺にBluetoothがオンになっているスマートフォン等がある場合は、Bluetoothをオフにしてください。

## ■「新しいフィッティングを行う」を選択した場合

1. (両耳の場合はそれぞれの) 補聴器を装着する側のボタンを選択し「続ける」をクリックします。




2. デモ器を調整する場合は「性能レベル」から設定するレベル(クラス)を選択し「続ける」をクリックします。




3. 「音響の選択」画面が表示されるので、補聴器に取り付けられているレシーバーとイヤチップを選択します。



4. 選択が終わったら「フィッティングを適用」をクリックします。  
※オーディオグラムに500Hz、1kHz、2kHz、4kHzの閾値のデータが1つでも欠けている場合、「フィッティングを適用」がアクティブになりません。



5. 正常にフィッティングが適用されると、右上に以下のメッセージが表示されます。




## ■「補聴器からのデータの読み取り」を選択した場合

1. (両耳の場合はそれぞれの) 調整前に装着していた側のボタンを選択し「データの読み取り」をクリックします。



2. 正常に補聴器からデータが読み取られると、右上に以下のメッセージが表示されます。



# [概要] WCCと補聴器の接続

## ■「補聴器へのデータの書き込み」を選択する場合

※データの書き込みを行う場合はサインインの際に過去のセッションデータからWCCを起動する必要があります。

1. 顧客情報のセッションメニューから書き込みを行いたいセッションデータを選択し、「顧客セッションを開く」をクリックします。



2. ブラウザが起動し、サインイン画面が表示されるので「WCCへのサインイン」の手順に沿ってサインインを行います。
3. PCにNoahlink Wirelessを接続し、WCC画面上部中央の「接続」ボタンをクリックします。



4. 「補聴器へのデータの書き込み」をクリックします。



5. データを書き込みたい補聴器の電源を入れてペアリングモードにします。

6. データを書き込む補聴器の左右を選択し、「データの書き込み」をクリックします。



7. 正常に補聴器にデータが書き込まれると、右上に以下のメッセージが表示されます。

✔ フィッティングが補聴器に正常に書き込まれました ✕

# [概要] 補聴器間の設定の転送

同一モデルに限り、設定データの転送が可能です。

## ■ デモ器のクラス変更

1. デモ器のフィッティング中に左メニューの「概要」をクリックします。



2. 補聴器情報の中央にある「↑↓ 性能レベル」をクリックします。



3. 性能レベル選択ウィンドウが表示されるので、変更したい性能レベル（クラス）を選択し、「続ける」をクリックします。



4. 性能レベルの変更内容が表示されるので、問題が無ければ「変更」をクリックします。

※設定値を維持しつつクラス間の差異に合わせた変更が行われます。



5. 10秒ほどで性能レベルが変更されます。ウィンドウが閉じれば完了です。

## ■ 製品間でのクラス変更

製品間、デモ器間、製品とデモ器間双方向への設定転送が可能です。

1. 転送元のセッションデータを開いてWCCを起動します。



2. 「概要」メニュー内の「接続」をクリックします。



3. 「補聴器へのデータの書き込み」をクリックします。



# [概要] 補聴器間の設定の転送

4. 転送先の補聴器をペアリングモードにしてWCCに接続します。
5. データを書き込む補聴器の左右を選択し、「データを書き込み」をクリックします。



# [精度調整] 補聴器のフィッティング

## ■ 音響校正


1. 左メニューの「精度調整」をクリックします。



2. 静かな環境で「右と左」または「右」、「左」を選択し「開始」をクリックして音響校正（フィードバックテスト）を行います。音響校正は片耳で30秒から1分程度で終了します。




3. 音響校正が終了するとグラフの利得限界（アベイラブルゲイン）が更新されます。




## ■ センソグラム

1. 「音響校正」に続いてセンソグラムの測定を行います。補聴器が発する測定音を用いて測定するため、耳せんやモールドの効果、外耳道の特性、難聴の程度を考慮した閾値、ゲインが反映されます。  
 ※センソグラムは必須の測定ではありませんが、実施することでより精度の高い調整が行えます。  
 ※センソグラムの前に必ず音響校正を行ってください。


2. 画面内の「センソグラム」をクリックします。



3. オージオグラムが表示されるので、下部にある「開始」をクリックして、測定を開始します。




4. オージオメーター同様に各周波数において、出力音量を上下キーで変化させながら閾値を測定します。



# [精度調整] 補聴器のフィッティング

5. 測定が終了したら「センソグラムを適用する」をクリックして測定値を保存します。オーディオグラムにセンソグラムの閾値が表示されます。両耳装用の場合はもう一方の耳についても測定を行います。



## 【補足】センソグラムの測定周波数について

- ・センソグラムでは500、1,000、2,000、3,000、4,000Hzを必須周波数として測定します。
- ・3,000Hzは外耳道容積差が現れやすく、明瞭性の向上とさらなる個別化が図れます。
- ・オーディオグラムの500Hzの閾値が50dB以上の場合、500Hzの測定が有効となります。これはセンソグラム測定をすることでより適切な閾値を取得できるためです。
- ・オーディオグラムの500Hzの閾値が50dBに満たない場合、500Hzの測定は無効となり、500Hz以下はオーディオ閾値を使用します。これは外部ノイズの影響を受けやすく、正しい測定をすることが困難なためです。

「必要な周波数のみ」のチェックを外すことで、任意の周波数を測定可能となります。

必要な周波数のみ

## 【注意点】

- ・センソグラムを手動でオーディオグラムに合わせる行為（特に低域）は行わないでください。
- ・低域（500Hz）の閾値が良い場合（50dBHL未満）、500Hzのセンソグラム測定は不要です。ゲイン計算にはオーディオグラムの値を使用するため、過剰なゲインの心配はありません。
- ・低域（500Hz）の閾値が悪い（50dBHL以上）場合は、500Hzの測定が必要です。フィードバックテスト結果（ベント効果の大小）によって測定音の大きさを加減するため、実測値のみで問題ありません。


# [プログラムとチューニング] 補聴器のフィッティング

左メニューの「プログラムとチューニング」をクリックします。




## ■ゲインの調整

- ゲインを調整したいプログラムのタブをクリックしてアクティブにします。
- 「ゲイン」タブをクリックするとグラフィックエリアに挿入ゲインまたは出力のグラフ、設定エリアにとゲインマトリクスが表示されます。グラフは スwitchで表示内容の切り替えが可能です。




- ゲインマトリクスで周波数ごとにゲインを調整します。




- スwitchで圧縮率表示のオン/オフが可能です。

| 125 | 250 | 350 | 500 | 630 | 800 | 1k  | 1.25k | 1.6k | 2k  | 2.5k | 3.2k | 4k  | 6k  | 8k  | 全体      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|---------|
| 7   | 2   | 3   | 3   | 3   | 5   | 8   | 8     | 7    | 5   | 4    | 4    | 3   | 0   | 0   | IG大きな音  |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3   | 1.3  | 1.3 | 1.3  | 1.3  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 高いCR    |
| 0   | 6   | 11  | 11  | 11  | 13  | 16  | 15    | 15   | 13  | 12   | 12   | 11  | 8   | 8   | IG会話レベル |
| 1.9 | 2   | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4   | 1.4  | 1.5 | 1.6  | 1.6  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 低いCR    |
| 11  | 18  | 20  | 20  | 20  | 20  | 22  | 22    | 21   | 20  | 20   | 20   | 20  | 19  | 17  | IG小さな音  |
| 低域  |     |     | 中域  |     |     |     |       |      | 高域  |      |      |     |     |     |         |

- 「MPO」タブをクリックすると画面に出力のグラフとMPO設定パネルが表示されます。グラフは スwitchで切り替えが可能です。特定の音の大きさで問題を抱えているお客様については、ここでMPO（最大出力）値を変更できます。  
※MPOの変更は全てのプログラムに反映されます。




- 調整を元に戻したい場合は、プログラムタブの「\*\*\*」から、「ファインチューニングをリセット」を選択します。



# [プログラムとチューニング] 補聴器のフィッティング

## ■プログラムの追加・削除・複製

プログラムタブの「+」からプログラムの追加、「\*\*\*」からプログラムの複製と削除が行えます。



**複製**：設定値を含め同じプログラムを複製します。複製されたプログラム名はオリジナルの名称に枝番が付けられます。  
例) ユニバーサルを複製した場合は、ユニバーサル-2となります。同じ名称のプログラムが存在する場合、枝番が送られません。

**削除**：プログラムを削除します。

※デフォルトのユニバーサルプログラムは削除できません。

**プログラムの追加**：新しいプログラムを追加します。追加されたプログラムにはユニバーサルのゲインの調整値が引き継がれます。

※低域の安定化の設定は引き継がれません。

| 125 | 250 | 350 | 500 | 630 | 800 | 1k | 1.25k | 1.6k | 2k | 2.5k | 3.2k | 4k | 6k | 8k | 全体      |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|------|----|------|------|----|----|----|---------|
| -7  | -2  | 3   | 5   | 3   | 6   | 9  | 9     | 8    | 6  | 5    | 4    | 3  | 0  | 0  | IG大きな音  |
| 0   | 6   | 11  | 13  | 11  | 14  | 17 | 16    | 16   | 14 | 13   | 12   | 11 | 8  | 8  | IG会話レベル |
| 11  | 18  | 20  | 22  | 20  | 21  | 23 | 23    | 22   | 21 | 21   | 20   | 20 | 19 | 17 | IG小さな音  |
| 低域  |     |     |     | 中域  |     |    |       |      |    | 高域   |      |    |    |    |         |

低域の安定化 ⓘ

引き継がれない設定      引き継がれる設定


# 「プログラムとチューニング」補聴器のフィッティング

## ■各機能の設定

「設定」タブをクリックすると適応機能設定画面が表示されます。

※機能と設定項目は補聴器のクラスで異なります。

### フィードバック抑制（ハウリング制御）



**高**：通常よりフィードバック抑制を強くかけます。ハウリングがより起こりにくくなりますが、音質が影響を受ける可能性があります。

**中**：音質とフィードバック抑制のバランスをとります。

**低**：音質を優先し、弱めにフィードバックを抑制します。

**オフ**：フィードバック抑制をオフにします。

### マイクモード（指向性）



#### HDロケター：

騒音の高さに合わせてチャンネル毎の指向性が動作します。

**デジタルピナ付きHDロケター**（220/110は非対応）：騒音下ではマルチチャンネル環境適応型指向性として動き、静かな環境では耳介効果を擬似的に再現し音の前後方向をわかりやすくします。

**後方**（220/110は非対応）：

常に前や横の音を抑え、後方の音にフォーカスします。


**前方**：

常に横や後ろの音を抑え、前方からの音にフォーカスします。

**全方向**：

補聴器のマイクが無指向性になります。

### 話し声とノイズモード（騒音制御/スピーチエンハンサーPro）



**快適**（110は非対応）：

騒がしい環境下で静かさを重視した動作になります。

**バランス**：

聞き取りやすさと会話へのフォーカスをバランスよく行います。


**クリア**（220/110は非対応）：

騒音下では静かさよりも会話を優先的にフォーカスします。

**オフ**：

スピーチエンハンサーProをオフにします。

### 衝撃音の抑制（トゥルーサウンドソフトナー）




**高**：衝撃音を強く抑え、大きな音をうるさがる方向に向いていますが、会話に影響がでる場合があります。

**中**：バランスよく衝撃音を抑制します。

**低**：衝撃音の抑制を少なめに行います。

**オフ**：トゥルーサウンドソフトナーをオフにします。

### 風雑音の低減（スマートウィンドマネージャー）




**高**：風雑音を大幅に軽減します。会話に影響がでる場合があります。

**中**：自然な音をとらえつつ、バランスよく風雑音を低減します。

**低**：風雑音の低減を少なめにより多くの音をとらえます。

**オフ**：スマートウィンドマネージャーをオフにします。

### ソフトレベル雑音抑制



**高**：小さな定常的な雑音を大幅に軽減します。小さな会話音に影響がでる場合があります。

**中**：小さな定常的な音を低減します。

**低**：小さな定常的な音の抑制を少なめに効かせます。

**オフ**：ソフトレベル雑音抑制をオフにします。

# [機器設定] 補聴器のフィッティング

左メニューの「機器設定」をクリックします。



6. 調整が終わったら、右上の「セッションを終了」をクリックしてCOMPASS CLOUDを終了します。



ALLUREのフィッティングは以上です。

## ■ユーザーコントロール

プログラムボタンおよび音量コントロールボタンに機能を設定できます。

短押し：ボタンを短く押したときの動作を設定します。

長押し：ボタンを1秒以上押したときの動作を設定します。

デフォルトでは\*印の機能が設定されます。

※モデルによりボタンと設定できる内容が異なります。

- 各ボタンの短押し/長押しに割り当てる機能をドロップダウンリストより選択します。
- 割り当てられる機能は以下となります。  
[\*]はデフォルト設定の機能です。

### ALLURE RIC R D「ARRD1」

プログラムボタン

短押し：プログラム変更\*/ 音量コントロール / 機能なし

長押し：プログラム変更 / ミュート/ミュート解除 / 機能なし\*

### ALLURE BTE R D「ABRD1」

プログラムボタン

短押し：プログラム変更\* / 機能なし

長押し：ミュート/ミュート解除 / 機能なし\*

音量コントロールボタン

短押し：音量コントロール\* / 機能なし

長押し：ミュート/ミュート解除 / 機能なし\*

※両耳使用の場合、音量コントロールボタンは左右独立した設定が行えます。

### ALLURE ITE R D「ACRD1」

プログラムボタン

短押し：プログラム変更\* / 音量コントロール / 機能なし


長押し：プログラム変更 / ミュート/ミュート解除 / 機能なし\*

| 短押し                  | 長押し               |
|----------------------|-------------------|
| 選択したアクション<br>プログラム変更 | 選択したアクション<br>機能なし |
| プログラム変更              | プログラム変更           |
| 音量コントロール             | ミュート/ミュート解除       |
| 機能なし                 | 機能なし              |

# こんなときは？

以下にWCC導入にあたってのトラブル解消法をご紹介しますので、サポートデスクにお問い合わせいただく前にご確認ください。ご紹介した対策を行っても解決しない場合は、サポートデスクまでご連絡をお願いいたします。

## Q. 招待メールのリンクをクリックしたが、有効期限切れの表示がされた




- A. 招待メールのリンクの有効期限はメールの受信日から30日間となっています。有効期限内にも関わらず有効期限切れの表示がされた場合は既にサインイン済みの可能性がありますので、[one.wsa.com](https://one.wsa.com)にアクセスしてサインインを試してください。30日間が過ぎた場合、Super Adminの方はサポートデスクまたは担当営業までご連絡をお願いいたします。Admin、Installer、Fitterの方はSuper AdminまたはAdminに招待メールの再送依頼を行ってください。

## Q. デスクトップにWCCのアイコンがなく、WCCを起動する方法が解らない

- A. WCCゲートウェイ（フィッティングメニューを表示するためのソフトウェア）がインストールされていない可能性があります。インストールのロールを持っているユーザーにお問い合わせください。また、フィッティングを行う以外はアプリケーションの立ち上げの必要はありません。ユーザー管理やゲートウェイのダウンロードを行う場合は、[one.wsa.com](https://one.wsa.com)にアクセスしてください。

## Q. 社内スタッフのユーザー作成を行ったが、招待の有効期限が切れてしまった

- A. 有効期限が切れてしまった場合は、ユーザー名の右端にある「」をクリックし、「案内を再送信する」を選択した招待メールを再送信してください。



## Q. 複数のPCを同じユーザーで使用したい

- A. 同じユーザーIDで複数のPCにサインインして同時に使用することは可能です。ただしセキュリティ上の理由で1つのユーザーIDを複数名で使用することは禁止されていますのでご注意ください。

# こんなときは？

## Q. ALLURE以外の補聴器もWCCで調整したい

- A. WCCはALLUREおよび今後発売となる補聴器のみに対応しております。MOMENT/MAGNIFY以前の補聴器の調整にはCOMPASS GPSをご使用ください。

## Q. サインインで使用したのとは別のPCを使用したい

- A. 一度サインイン済みのユーザーであれば、別のWCCの動作要件を満たしているPCにサインインして使用できます。

Super Admin、Admin、InstallerはGoogle ChromeまたはMicrosoft Edgeで [one.wsa.com](http://one.wsa.com) にアクセスしてください。FitterはデスクトップまたはスタートメニューにあるCOMPASS CLOUDアイコンをクリックしてWCCを起動してください。

※WCCゲートウェイがインストールされていない場合は、インストールのロールを持っているユーザーにインストールを依頼してください。

## Q. Super Adminでサインインを行ったが、「はじめに」の画面に「はじめる」が表示されない

- A. Super AdminにはデフォルトでInstallerおよびFitterの役割は付与されておりません。ユーザー管理画面で必要な役割を追加した後、サインインし直してください。

## Q. サインイン時にIDまたはパスワードを間違えてしまい、アカウントがブロックされた

- A. Super Adminは10回、その他のユーザーは7回サインインに失敗するとアカウントがブロックされます。アカウントがブロックされたユーザーには以下のメールが送信されますので、「マイアカウントのブロックを解除する」のリンクをクリックすることでブロックの解除が可能です。メールを削除してしまった場合は、サインイン画面内にある「パスワードをお忘れですか？」のリンクよりパスワードリセットを行ってください。



# こんなときは？

## Q. サインイン後に「データ転送中」と表示されたままとなり、先に進めない




A. エラーが表示されている状態で30秒ほど待ってから「OK」をクリックします。

ブラウザ右上の「×」をクリックしてブラウザを閉じます。

次に「Widex Compass Cloudゲートウェイ」の「×」をクリックします。



以下の画面が表示されるので、「ゲートウェイを閉じる」をクリックします。



PCを再起動してから「WCC フィッティングメニューへのアクセス」の手順でアクセスします。

# こんなときは？

## Q. パスワードリセットを行い新しいパスワードを入力したがエラーになってしまった



**WIDEX**

### Change Password

Enter a new password below to change your password.

New password\*

Re-enter your new password\*

**① Password has previously been used**

A. パスワードは直近で過去3回使用したパスワードは使用できません。全く新しいパスワードもしくは4回前以前のパスワードをご使用ください。

## Q. WCCにサインインしたが「アクセスについては、システム管理者にお問い合わせください」と表示され何もできない



はじめに

パーソナライズされた体験はこちら

**WIDEX**

### Compass Cloudにアクセスする

続行するにはアクセス権を取得する必要があります。アクセス権を付与されると、Compass Cloudを設定し、フィッティングソリューションの使用を開始できます。

**① アクセスについては、システム管理者にお問い合わせください**

A. ロールの割り当てられていないユーザーがサインインした場合この表示がされます。Super Admin、Adminにロールの設定を依頼してください。

# こんなときは？

## Q. Noah 4からWCCを起動したがサインアウトされ、「権限がありません」のエラーが表示された



- A. フィッティングのロールがないユーザーがNoah 4からWCCを立ち上げた場合は「（フィッティングの）権限がありません」のエラーとなります。フィッティングを行う必要がある場合はフィッティングのロールを追加してください。

## Q. WCCゲートウェイがインストールできない

- A. インストールのロールがないユーザーはWCCゲートウェイをインストールできません。また、PCにNoah 4がインストールされていない場合、ゲートウェイをインストールできません。PCにNoah 4をインストールした後、インストールのロールを与えられたユーザーでWCCゲートウェイのインストールを行ってください。

## Q. フィッティングの途中でセッションが強制終了された

- A. 稀なケースですが、患者データをエクスポート/インポートでデータ共有している場合や、ネットワークでデータを共有している場合などで同じ患者データを同時に使用すると先にデータを使用していたWCCが強制終了されます。同じデータを同時に使用しないようにしてください。

## Q. メールアドレスを変更したい

- A. 一度サインインしたメールアドレスは変更できません。別のメールアドレスを使用したい場合は、新規にユーザーを作成する必要があります。Super AdminまたはAdminにユーザー作成を依頼してください。Super Adminのメールアドレスを変更する場合は、別のメールアドレスを作成し、Super Adminに変更する必要があります。Super Adminの設定はWIDEX側で行いますので、Super Adminに設定するユーザーを作成後に担当営業までご依頼ください。

## Q. 補聴器のファームウェアがWCCで更新できない

- A. WCCからのアップデートが上手くいかない場合、ALLUREアプリ経由でアップデートが成功した事例がありますので試してみてください。WCC経由のアップデートにはおよそ5分、アプリ経由のアップデートにはおよそ15分の時間が掛かります。

# マニュアル更新履歴

## 2025.07.28改訂 Ver.1.6

- ・Noahlink Wireless ファームウェアのアップデート/WCCの動作環境のページを追加しました。
- ・「WCCへのサインイン」を細分化し見出しを変更しました。
- ・P5に注意文を追加しました。
- ・こんなときは？ページを追加しました。
- ・マニュアル更新履歴を追加しました。

## 2025.08.19改訂 Ver.1.7

- ・数カ所の誤字を訂正しました。
- ・「WCCフィッティングメニューへのアクセス」にデータ転送エラー時の対処法を追記
- ・こんなときは？のQAを一部修正・追記を行いました。

## 2026.03.06改訂 Ver.2.0

- ・使い方編を追加し、WCCCMS版として全面改訂しました。