

# WIDEX MOMENT™

## 取扱説明書

### WIDEX MOMENT™ファミリー

—

MRRLD モデル  
RIC/RITE  
(RIC 補聴器/RITE 補聴器)



**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER

## お客様の補聴器

(販売店で記入します)

これは、お使いの補聴器で使用可能なプログラムのリストです。

各プログラムの使用に関する詳細は「カスタマイズ」をご覧ください。

### 補聴器のプログラム：

プログラム	オーディビリティエクステンダー
<input type="checkbox"/> 万能	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PureSound	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 静寂	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 快適	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 交通機関	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 都会	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> メリハリ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> パーティ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> グループ	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ミュージック	<input type="checkbox"/>

特別プログラム	オーディビリティエクステンダー
<input type="checkbox"/> ゼン/リラックス	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 電話	<input type="checkbox"/>
スマートトグルプログラム	オーディビリティエクステンダー
<input type="checkbox"/> ゼン+/リラックス+	<input type="checkbox"/>

表に記載されているプログラム名は既定のものです。利用できる他の名前を使用する場合は、表に新しい名前を記入してください。これにより、補聴器でご利用可能なプログラムがいつでも分かります。

### 本書をお読みください

補聴器のご使用前に、本書および「ワイデックス補聴器イヤセット」に記載されている指示をよくお読みください。また、充電器の取扱説明書も必ずお読みください。

### 音声の伝送&ワイヤレスコントロール

本補聴器は、スマートフォンおよびその他の機器から DEX 経由で音声を伝送できるだけでなく、直接ワイヤレスコントロールできます。詳細については、販売店にお問い合わせになるか、ウェブサイトをご覧ください：

[www.widex.com](http://www.widex.com)

本補聴器は MOMENT アプリからワイヤレスで操作できません。他社製のアプリで補聴器をご使用になる場合、またはアプリを他の機器でご使用になる場合、当社は一切責任を負いません。アプリの詳細については、本書の該当箇所をご覧ください。

# 目次

安全に関する重要な情報.....	7
お客様の補聴器.....	10
各部の名称.....	11
使用条件.....	12
充電電池付き補聴器.....	12
使用方法.....	18
補聴器の装着.....	18
補聴器の取り外し.....	19
カスタマイズ.....	20
ゼンプログラム.....	22
ライトインジケータの概要.....	23
特別なケアが必要な場合.....	24
通信相手未検出時の警告.....	24
スマートフォンとのペアリング.....	26
Bluetooth 経由でスマートフォンに接続する方法.....	26
補聴器をアプリに接続する方法.....	26
Bluetooth との接続を切断する方法.....	26
お手入れ.....	28
アクセサリ.....	30

トラブルシューティング.....	32
機内での使用について.....	35
規制情報.....	36
指令 2014/53/EU.....	36
廃棄に関する情報.....	37
記号.....	41

## 安全に関する重要な情報

補聴器の使用を開始する前にこれらのページをよくお読みください。



補聴器および電池は口に入れたり、不適切な使用をする  
と非常に危険です。重大な怪我や、思わぬ事故につなが  
りかねません。飲み込んでしまった場合は、すぐに119  
番に通報するか、または病院に連絡してください。



補聴器、その部品、付属品および電池は、お子様や知的  
障害のある方の手の届かないところに保管してくださ  
い。



補聴器で大音量で音声を伝送すると アラームや交通騒  
音などの他の重要な音が聞こえなくなる場合があります  
のでご注意ください。この場合、ストリーミングされる  
音量を適切なレベルに調整してください。



お使いにならない時は補聴器を取り外してください。取  
り外しておくことにより、外耳道が換気され、耳の感染  
症の防止につながります。



耳の感染症やアレルギー反応が疑われる場合は直ちに、  
医師または販売店にご相談ください。



補聴器に不快を感じたり、耳に合わないなどで耳の皮膚  
が赤くなるなどの異常を感じる（炎症があった）場合は、  
販売店にご相談ください。



シャワー、水泳、ヘアドライヤーを使う前には補聴器を  
取り外してください。

-  香水、スプレー、ジェル、ローション、クリームを付ける場合は、補聴器を装着しないでください。
-  電子レンジで補聴器を乾かさしないでください。補聴器が破損します。
-  お客様の聴覚に悪影響を与える恐れがあるため、絶対に他人の補聴器を使用しないでください。また、ご自分の補聴器を他人に使用させないでください。
-  鉱山などの爆発性ガスが存在する可能性がある環境では、補聴器を絶対に使用しないでください。
-  自分自身で補聴器を分解したり、修理したりしないでください。補聴器の修理が必要な場合は、販売店にご相談ください。
-  補聴器には無線通信技術が搭載されています。補聴器を使用している間は、常に周囲の環境に注意してください。何らかの制限が適用される場合には、それらを順守するように注意を払ってください。
-  お使いの補聴器は、電磁両立性に関する国際規格に適合するように設計されています。しかし、他の電気機器に電磁的な干渉を与える可能性があります。電磁的な干渉が生じた場合には、他の電気機器から離してください。
-  補聴器を極度の高温または高湿度にさらさないでください。また補聴器が濡れたり汗を多くかいた場合は直ちに乾燥させてください。
-  補聴器のお手入れに液体や殺菌剤を使用しないでください。



毎日使用後に補聴器をお手入れし、破損していないことを確認してください。装着中に補聴器が破損し、外耳道に小さい破片が残った場合には、医師の診断を受けてください。絶対に自分で破片を取り出さないでください。



本製品を無許可で変更すると、製品が破損したり、怪我をしたりする恐れがありますのでご注意ください。



CT や MRI などの検査を受ける際には、事前に補聴器を外してください。補聴器から大きな音が生じたり、補聴器を破損することがあります。IH 調理器など電磁波を発生する機器の影響で、雑音や歪みを生じることがあります。

- 承認された部品と付属品のみを使用してください。サポートについては販売店にお問い合わせください。
- メーカーの許可なく本機を改造しないでください。
- 本機を改造する場合は、安全に使用するために適切な検査と試験を実施する必要があります。

#### 付記

深刻な問題が発生した場合は、本機のメーカーに問題を報告してください。

# お客様の補聴器

## はじめに

新しい補聴器をご購入いただきありがとうございます。

本補聴器は、充電式リチウムイオン電池を使用します。必ずモデル WPP401 の充電器を合わせてお使いください。電池は内蔵されており、交換できません。


慣れるまでに少し時間がかかるかもしれませんが、補聴器を継続的にお使いください。補聴器を頻繁にお使いいただくことで、補聴器の効果を余すことなく実感いただくことができます。

## 付記

この取扱説明書に掲載されている補聴器、イヤセット、付属品の図は、お客様のものと異なる場合があります。また当社は、必要な変更を行う権利を有します。

## 各部の名称

下の1つ目の図は、イヤセットが取り付けられた状態の補聴器です。イヤセットは、イヤワイヤ付きのレシーバーとイヤチップで構成される、耳の内側に装用する補聴器の一部です。



1. マイクカバー
2. ライトインジケータ
3. イヤワイヤ付レシーバー
4. イヤワイヤ接続部
5. 識別ラベル (モデル&シリアル番号)
6. 左右識別マーク
7. 充電用端子

左右識別マークの色で左右を見分けることができます。左耳用の補聴器には青いマークが付いています。右耳用の補聴器には赤いマークが付いています。

イヤセットの詳細については、イヤセットのマニュアルを参照してください。

# 使用条件

## ご使用にあたって

この補聴器は、聴力障害の重症度が最低（0 dB HL）から高度（110 dB HL）の範囲にある生後 36 ヶ月以上の方、およびすべての難聴の方に適しています。

これらは、聴力リハビリテーション施設において訓練を受けた資格を持つ聴覚専門医（オーディオロジスト、補聴器専門家、耳鼻咽喉科医）により処方される必要があります。

## 充電付き補聴器


充電付き補聴器は、36 ヶ月未満のお子様または知的障害のある方は使用できません。

## 意図する使用/意図する目的

補聴器は、日常の聴取環境で使用される気導増幅装置としての使用を意図しています。モデルによっては、背景音に音楽やノイズを再生し、静かな環境でリラックスするためのゼンプログラムを使用できます。

## 充電

毎日補聴器を充電することを推奨しています。この図は充電器の各部を示したものです。



補聴器の充電方法に関する詳細は、充電器の取扱説明書を参照してください。


## 使用時間と充電時間

補聴器を 30 分間充電すると、約 4 時間使用できます。補聴器を完全に充電するには約 4 時間かかります。

補聴器を完全に充電した状態から、通常の聴き取り環境であれば、次回充電するまでに最低 24 時間使用できます。

4 時間

24 時間



充電残量低下のアラームが鳴った場合、残りの使用可能時間は長くても3～4時間です。早めに充電してください。充電残量がほとんどなくなると、補聴器の電源が切れます。

難聴の程度、使用環境、音声の伝送は、使用可能時間に影響する要因となります。例えば、ストリーミングサービスを使用すると、補聴器の使用可能時間は短くなります。

## 動作と充電の条件

この補聴器は、日常生活での使用を意図しており、通常の生活環境で機能します。機内での使用は可能ですが、入浴時（シャワーを含む）や水泳を行う場合および睡眠中は必ず外してください。

### 動作条件

	最低	最高
温度	0 ° C (32 ° F)	50 ° C (122 ° F)
相対湿度	10%	95%
気圧	750 hPa	1060 hPa

### 充電条件

	最低	最高
温度	10 ° C (50 ° F)	35 ° C (95 ° F)
相対湿度	20%	75%

## 使用せず長期保管する場合

長期保管する際に補聴器の電源をオフにした状態で充電器に保管する必要があります。

回復不能な充電電池の過放電を防ぐため、必ず補聴器を6ヶ月ごとに充電してください。過放電した充電電池を再度充電することはできません。交換が必要となりますので販売店にご相談ください。当社は、6ヶ月に1回以上の頻度で充電することを推奨しています。

## 保管条件と輸送条件

この補聴器は、高温など過酷な条件の影響を受けやすい製品です。必ず直射日光の当たらない、以下の条件を満たした場所でのみ保管、輸送してください。

### 保管条件

	最低	最高
温度	10° C (50° F)	40° C (104° F)*
相対湿度	20%	90%

\*推奨温度は10° C～25° Cです。

## 輸送条件

	最低	最高
温度	-20 ° C (-4 ° F)	55 ° C (131 ° F)
相対湿度	10%	90%

この補聴器の技術データシートは [www.widexpro.com/documents](http://www.widexpro.com/documents) を、追加情報は [www.widex.com](http://www.widex.com) をご覧ください。

# 使用方法

## 補聴器電源のオン/オフ

### 補聴器の電源を入れる：


- 補聴器を充電器から取り外すと、数秒後自動的に補聴器の電源が入ります。電源が入ったことを知らせる補聴器のお知らせ音が鳴ります。

### 補聴器の電源を切る：

- 補聴器を充電器に置くと、充電が始まります。


## 補聴器の装着と取り外し

### 補聴器の装着



1. イヤワイヤの下側を持ちながら、イヤセットを外耳道に挿入します。同時に耳を後方、上方向に引っ張ると装用しやすくなります。
2. 補聴器を耳の後ろに掛けます。補聴器が耳と頭の間にぴったりと収まるようにします。

## 補聴器の取り外し



1. 初めに補聴器を耳の後ろから取り外します。
2. イヤワイヤの下側を持ちながら、イヤセットを外耳道から慎重に引き出します。

様々なタイプのイヤセットを使用し、補聴器を装着することができます。イヤセットの詳細については、別冊のイヤセットのマニュアルを参照してください。

## 補聴器の操作

プログラムの変更や音量調整は、アプリまたはリモコンを使用してください。

# カスタマイズ プログラム

この表には、選択できる各プログラムの概要がまとめられています。詳細については販売店にお尋ねください。

プログラム	用途
万能	あらゆる状況で最適な聞こえを提供することを重視した自動プログラム
ピュアサウンド	あらゆる状況で自然かつ聞きやすい音を提供することを重視した自動プログラム
静寂	静かな環境で聞くための特別プログラム
快適	騒音がある環境で聞くための特別プログラム
交通機関	車、列車などの騒音がある環境で聞くためのプログラム
メリハリ	クリアで鮮明な音をお好みの場合のプログラム
都会	音声レベルが変化する環境用のプログラム（スーパーマーケット、騒がしい職場など）

<b>プログラム</b>	<b>用途</b>
パーティ	多くの人が同時に話す環境用のプログラム
グループ	家族とのディナーなど、小規模の人の集まる場のためのプログラム
ミュージック	音楽を聴くためのプログラム

<b>特別プログラム</b>	<b>用途</b>
ゼン/リラックス	ストレス軽減を目的とした機能。チャイムや鐘の音を奏でます。詳細は「ゼンプログラム」をご覧ください。
電話	通話に最適なプログラム

<b>スマートトグルプログラム</b>	<b>用途</b>
ゼン+/リラックス+	このプログラムはゼンと似ていますが、リモコン（RC-DEX またはアプリ）を使用して様々なタイプのトーンやノイズを聴くことができます。

リストに記載されているプログラム名は既定のもので、販売店では、あらかじめ選択されたリストにあるプログラム名を選択することもできます。この機能では、それぞれの状況に合ったプログラムをより簡単に選択できます。

お客様の聴力に応じ、販売店がオーディビリティエクステンダーの機能を有効にします。この機能でメリットが得られるかどうかについては販売店にお尋ねください。

後にお客様の必要性やお好みが変わった際、販売店はプログラムの選択を簡単に変更することができます。

## ゼンプログラム

補聴器には、ゼンと呼ばれるユニークなオプションのプログラムが搭載されている場合があります。これは、背景に楽音（時には激しいノイズ）を作り出します。



音の大きさの減少、許容範囲外の音、音声は明確ではない、または耳鳴りの悪化を感じた場合は、販売店にご相談ください。



ゼンプログラムを使用すると、会話などを含む通常の音声は妨げられることがあります。これらの音声を聞くことが重要な場合は、このプログラムは使用しないでください。このような状況では、補聴器をゼン以外のプログラムに切り替えてください。

## 音声とライトインジケータによるお知らせ

機能が不要な場合には、お知らせ音を無効にすることも可能です。販売店にご依頼ください。

## プログラムのお知らせ音

補聴器は、使用中のプログラムをスマートスピーク（音声によるメッセージ）という音でお知らせします。また、プログラムの変更が行われた場合にもお知らせ音が鳴ります。

プログラム 1 音声によるメッセージ

---

プログラム 2 音声によるメッセージ

---

プログラム 3 音声によるメッセージ

---

プログラム 4 音声によるメッセージ

---

プログラム 5 音声によるメッセージ

---

## ライトインジケータの概要

ライトインジケータ

状態

ゆっくりと緑色で 5 回点滅



補聴器の電源が入っていません

緑色で 6 回点滅



補聴器は Bluetooth 機器とペアリングされました

## 特別なケアが必要な場合

この機能は販売店で有効にできます

### ライトインジケータ

### 状態

連続的に緑色で点滅



補聴器の電源がオンで、充電池は 20%以上充電されています

連続的に赤色で点滅



補聴器の電源がオンで、充電池の残量が 20%未満に低下しています。

## 通信相手未検出時の警告

販売店は、片方の耳の補聴器がもう片方の耳の補聴器に接続されない場合、補聴器が警告を発する機能をオンにすることができます。言葉によるメッセージが聞こえます。

## 音とプログラムの調整

### MOMENT アプリ

補聴器をスマートフォンに接続して MOMENT アプリで音声を伝送したり補聴器の機能をコントロールしたりできます。例えば、補聴器の聞こえのカスタマイズ、プログラムの変更、音量の調整、ミュートの切り替えなどの操作を行うことができます。

## リモコン

リモコンをお使いの場合、お客様の必要性やお好みに応じて快適に聞こえるよう、あるいはより聞き取りやすくするよう、手動でプログラムを変更したり、音量を調節することができます。この機能の詳細については、販売店にご相談ください。

## 補聴器を装着してスマートフォンを使用する



スマートフォンで音声ストリーミングを使用して通話を行う際は顔の正面でスマートフォンを持ちスマートフォンのマイクを口に近付けます。

## スマートフォンとのペアリング

### Bluetooth 経由でスマートフォンに接続する方法

補聴器とスマートフォンをペアリングするには、補聴器を再起動する必要があります。以下の手順にしたがってください。

1. 補聴器を充電器に戻した後、再度充電器から取り外して再起動してください。
2. 補聴器をスマートフォンの近くに置き、MOMENT アプリの指示にしたがってください。
3. これで補聴器とスマートフォンを使用できます。

#### 付記

補聴器は、再起動後 3 分間のみペアリングモードになります。この間にペアリングしなかった場合、もう一度補聴器を再起動する必要があります。

### 補聴器をアプリに接続する方法

(設定メニューで) 補聴器とスマートフォンのペアリングを行った後、MOMENT アプリを開くとアプリが自動的に補聴器に接続されます。

### Bluetooth との接続を切断する方法

MOMENT アプリの[More] (詳細) メニューから[Hearing aid Bluetooth] (補聴器の Bluetooth) を選択し、Bluetooth の接続を切断します。補聴器を再起動すると、Bluetooth に再び接続されます。

互換性のあるスマートフォン、タブレット端末等の一覧はこのウェブサイトに掲載されています：

[www.widex.com/support/compatibility/](http://www.widex.com/support/compatibility/)

## お手入れ

補聴器の性能を維持し、快適に装用するため、耳垢や汚れを取り除いて常にきれいな状態にしてください。



やわらかく乾いた布で補聴器を拭いてください。

マイクの入音口が詰まっている場合は、販売店にご連絡ください。


マイク内部にほこりや汚れが詰まっている場合には、慎重に息を吹きかけて吹き飛ばすか、やわらかい布で拭き落としてください。

補聴器が濡れたり、汗を多くかいたりした場合は、補聴器を直ちに乾燥させてください。

イヤセットの清掃方法については、イヤセットのマニュアルを参照してください。

## 用具

補聴器に同梱されているお手入れ用の用具は以下の通りです。



1. クリーニングクロス
2. イヤセット用のブラシ
3. イヤセット用の長い耳垢除去用具
4. イヤセット用の短い耳垢除去用具

## ワックスガード

ワックスガードは、イヤチップの後ろにあるレシーバーの入音口に取り付けるフィルターで、レシーバーを耳垢から保護するために役立ちます。必ずワイデックス指定のワックスガードを使用してください。

ワックスガードの交換方法については、イヤセットのマニュアルを参照してください。

## アクセサリー

別売りの補聴器用アクセサリーを使用できます。各種アクセサリーを使用するメリットがあるかどうかについては、販売店にご相談ください。

名称	用途
RC-DEX	リモコン
TV-DEX	テレビおよびオーディオの受聴用
PHONE-DEX 2*	固定電話用（日本国内未発売）
COM-DEX	Bluetooth 経由でのスマートフォンや他の機器との無線接続用
COM-DEX Remote Mic	騒音のある環境での話し声の聞き取り支援用（販売終了品）
TV PLAY	テレビの音声の直接伝送用
WPP401	MRRLD 補聴器の標準充電器
MOMENT アプリ	スマートフォン経由で補聴器をコントロールするためのアプリ
サウンドアシスト	内蔵マイクから補聴器への音信号伝送用

\* 一部の国でのみの販売です。

名称

用途

---

SoundConnect

PC から補聴器への伝送用ドングル

---

## トラブルシューティング

補聴器が作動しなくなった場合や期待通りに機能しない場合は、この項に記載されている情報を参照してください。問題が解決しない場合は販売店にご相談ください。

問題	考えられる原因	解決策
補聴器から音が聞こえない	補聴器の電源が入っていない	補聴器を充電器に 10 秒間置き、取り出して電源を入れます
	補聴器が充電されていない	補聴器を充電器で充電してください
充電されており、電源も入っているのに補聴器から音が聞こえない	ワックスガードに耳垢が詰まっている。	レシーバーからイヤチップを取り外します。ワックスガードに耳垢が詰まっている場合は、ワックスガードを交換します。詳細については、イヤセットのマニュアルを参照してください。サポートが必要な場合は、販売店にお問い合わせいただくこともできます。

問題	考えられる原因	解決策
補聴器の音が小さく感じる	耳に耳垢が詰まっている	医師にご相談ください
	ワックスガードに耳垢が詰まっている。	レシーバーからイヤークリップを取り外します。ワックスガードに耳垢が詰まっている場合は、ワックスガードを交換します。詳細については、イヤセットのマニュアルを参照してください。サポートが必要な場合は、販売店にお問い合わせいただくこともできます。
ピーツというハウリング音が常に聞こえる	聴力が変わっている	販売店/医師にご相談ください
	耳に耳垢が詰まっている	医師にご相談ください
	イヤセットが適切に取り付けられていない	「補聴器の装着と取り外し」を参照してください

問題	考えられる原因	解決策
補聴器が両方向同時に動作しない	補聴器間の通信が途絶えている	補聴器の電源を入れ直してください
アクセサリーで音量調節やプログラムの切り替えをしても両方の補聴器が反応しない	アクセサリーが通信圏外で使用されている	アクセサリーを補聴器に近づけてください
	強い電磁干渉がある	わかる場合は、電磁干渉源から離れてください
	アクセサリーと補聴器が適合していない	販売店にお問い合わせの上、付属品が補聴器と適合していることを確認してください

## 付記

この対処方法はこの補聴器本体のみに該当します。お使いのイヤセットの詳細については、「ワイデックス補聴器イヤセット」取扱説明書を参照してください。問題が解決しない場合は販売店にご相談ください。

## 機内での使用について

補聴器と充電器は、手荷物として機内に持ち込むことも、預け入れ荷物として預け入れることもできます。

アプリを使用して補聴器の Bluetooth 接続を切断する必要があります。補聴器がスマートフォンに接続されていない限り、補聴器から 2.4 GHz 無線送信が行われるおそれはありません。

# 規制情報

## EU 指令

### 指令 2014/53/EU

ここに、WSAUD A/S は、この MRRLD が、指令 2014/53/EU の基本要件およびその他の関連規定に準拠していることを宣言します。

MRRLD には、以下の条件で動作する無線送信機が搭載されています。10.6 MHz、-54 dB $\mu$ A/m @10 m、2.4 GHz、0.9 mW EIRP。

2014/53/EU に従う適合宣言書のコピーを以下に掲載します。

[www.widex.com/doc](http://www.widex.com/doc)

無線性能が低下する可能性を防ぐため、必ず補聴器を他の無線通信機器から 25cm (10 インチ) 以上離してください。



N26346



R

202-JKM101

## 廃棄に関する情報

補聴器、アクセサリ、充電器は通常のごみと一緒に捨てないでください。

補聴器、アクセサリ、充電器は、地区の定める電気・電化製品の処分方法に従って処分するか、購入元に安全な処分を依頼してください。

## FCC/ISED 適合宣言

FCC ID: 2AXDT-RFM014

IC: 26428-RFM014

HVIN: RFM014

### **Federal Communications Commission Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **NOTE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **NOTE**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by WSAUD A/S could void the user's authority to operate the equipment.

### **ISED 適合宣言 (Déclaration d'ISED)**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

# 記号

Widex により、医療機器の表示（ラベル/IFU/その他）でよく使用される記号

## 記号 タイトル/説明

---



### 製造元

製品は、名称および住所が記号の横に記載されたメーカーにより製造されています。該当する場合、製造日も記載される場合があります。

---



### カタログ番号

製品のカタログ（品目）番号。

---



### 取扱説明書を参照

取扱説明書には安全に関する重要なお知らせ（警告/注意）が記載されていますので、製品のご使用前に必ずお読みください。

---



### 警告

警告記号を伴う事項は、製品のご使用前に必ずお読みください。

---



### WEEE マーク

「一般廃棄物ではありません」製品の廃棄については、危険物質による環境や人の健康を害するリスクを防ぐため、指定されたりサイクル・回収場所に廃棄してください。

---

**記号**    **タイトル/説明**

---



**CE マーク**

製品は、CE マークに関する欧州指令によって定められた要件に適合しています。

---



**RCM マーク**

製品は、オーストラリアとニュージーランド市場に供給される製品に対する電気安全性、EMC、無線スペクトル規制要件に準拠しています。

---



**医療機器**

本機器が医療機器であることを示します。

---



**技術基準適合証明マーク**

この製品は日本の技術基準適合証明を受けたものです

---



ワイデックス株式会社

製造販売元 ワイデックス株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル

TEL 0120-332-604 FAX 0120-332-394

許可番号 13B2X00020 管理医療機器



WSAUD A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark

[www.widex.com](http://www.widex.com)

CE 0123

取扱説明書番号:

9 514 0913 016 02

発行:

2024-01

