

BAUFORM	TECHNIKSTUFE	EC-REGULATORISCHE BEZEICHNUNG	ERKLÄRUNG	
<b>RIC</b>				
Moment SmartRIC R D	440/330/220	MRRLD	<b>M</b>	<b>Moment</b>
			<b>R</b>	<b>RIC, Receiver in the Canal</b>
			<b>R</b>	<b>Rechargeable</b>
			<b>L</b>	<b>L-Shape</b>
			<b>D</b>	<b>Direct-/Bluetooth-Anbindung, 2,4 GHz</b>

BAUFORM	TECHNIKSTUFE	EC-REGULATORISCHE BEZEICHNUNG	ERKLÄRUNG	
<b>RIC</b>				
Moment sRIC R D	440/330/220/110	MRR4D	<b>M</b>	Moment
			<b>R</b>	RIC, Receiver in the Canal
			<b>R</b>	Rechargeable
			<b>4</b>	*
			<b>D</b>	Direct-/Bluetooth-Anbindung, 2,4 GHz
Moment RIC 312 D	440/330/220/110	MRB2D	<b>M</b>	Moment
			<b>R</b>	RIC, Receiver in the Canal
			<b>B</b>	Batterie
			<b>2</b>	312er-Batterie
			<b>D</b>	Direct-/Bluetooth-Anbindung, 2,4 GHz
Moment RIC 10	440/330/220/110	MRB0	<b>M</b>	Moment
			<b>R</b>	RIC, Receiver in the Canal
			<b>B</b>	Batterie
			<b>0</b>	10er-Batterie
<b>HdO</b>				
Moment BTE R D	440/330/220/110	MBR3D	<b>M</b>	Moment
			<b>B</b>	BTE, Behind the Ear
			<b>R</b>	Rechargeable
			<b>3</b>	13er-Batterie (Baugröße)
Moment BTE 13 D	440/330/220/110	MBB3D	<b>M</b>	Moment
			<b>B</b>	BTE, Behind the Ear
			<b>B</b>	Batterie
			<b>3</b>	13er-Batterie
Moment BTE 312	440/330/220/110	MBB2	<b>M</b>	Moment
			<b>B</b>	BTE, Behind the Ear
			<b>B</b>	Batterie
			<b>2</b>	312er-Batterie

\* Mit der Einführung der Moment Sheer-Evolutionsstufe ist die Ziffer in der Hörsystem-Bezeichnung kein Hinweis mehr auf die Batteriegröße, sondern eine fortlaufende Modellnummer bei Modellwechsel.

BAUFORM	TECHNIKSTUFE	EC-REGULATORISCHE BEZEICHNUNG	ERKLÄRUNG
<b>RIC</b>			
Magnify mRIC R D	100 (M10)/60 (M06)	MRR2D	<b>M</b> Magnify <b>R</b> RIC, Receiver in the Canal <b>R</b> Rechargeable <b>2</b> 312er-Batterie (Baugröße) <b>D</b> Direct-/Bluetooth-Anbindung, 2,4 GHz
Magnify RIC 312 D	100 (M10)/60 (M06)	MRB2D	<b>M</b> Magnify <b>R</b> RIC, Receiver in the Canal <b>B</b> Batterie <b>2</b> 312er-Batterie <b>D</b> Direct-/Bluetooth-Anbindung, 2,4 GHz
Magnify RIC 10	100 (M10)/60 (M06)/40 (M04)	MRB0	<b>M</b> Magnify <b>R</b> RIC, Receiver in the Canal <b>B</b> Batterie <b>0</b> 10er-Batterie
<b>HdO</b>			
Magnify BTE R D	100 (M10)/60 (M06)	MBR3D	<b>M</b> Magnify <b>B</b> BTE, Behind the Ear <b>R</b> Rechargeable <b>3</b> 13er-Batterie (Baugröße) <b>D</b> Direct-/Bluetooth-Anbindung, 2,4 GHz
Magnify BTE 13 D	100 (M10)/60 (M06)	MBB3D	<b>M</b> Magnify <b>B</b> BTE, Behind the Ear <b>B</b> Batterie <b>3</b> 13er-Batterie <b>D</b> Direct-/Bluetooth-Anbindung, 2,4 GHz
Magnify BTE 13	40 (M04)	MBB3	<b>M</b> Magnify <b>B</b> BTE, Behind the Ear <b>B</b> Batterie <b>3</b> 13er-Batterie
Magnify BTE 312	100 (M10)/60 (M06)/40 (M04)	MBB2	<b>M</b> Magnify <b>B</b> BTE, Behind the Ear <b>B</b> Batterie <b>2</b> 312er-Batterie