

Easywear-Standard-Schirmchen

V.2 RIC-Hörer M	V.2 RIC-Hörer M/P		
S-/M-Hörer	S-/M-/P-Hörer		
Easywear-Dünnschlauch 0,9 und 1,4 mm			
V.2 Easywear-Dünnschlauch 0,9 und 1,4 mm			
Schirmchen ¹ , Größen: XS, S, L 	Tulpe, Größen: M, L 	Doppeldome, Größen: XS, S, M, L 	Ballon-Schirmchen Größen: S, M, L  Ein-Vent/Zwei-Vents
			Sleeves Größen: XS: S, M, L  offen/geschlossen

Maßtopplastiken

S-/M-/P-Hörer		V.2 RIC-Hörer M/P	
Easywear-Dünnschlauch 0,9 und 1,4 mm		V.2 Easywear-Dünnschlauch 0,9 und 1,4 mm	
RIC-PowerShell, hart (Folienotoplastik) 	V.2/RIC-Otoplastik, weich 	V.2 RIC-PowerShell, hart (Folienotoplastik) 	
Spezial-Otoplastik, hart (mit 3-fach- Cerumenschutz) 	V.2/Spezial-Otoplastik, weich (mit 2-fach- Cerumenschutz) 	V.2 Spezial-Otoplastik, hart (mit 3-fach- Cerumenschutz) 	

Maßtopplastiken

Custommade Spezial-Maßtopplastik

HP-Hörer Modul	RITE-Hörerzuleitungen Länge: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5			
RITE- Otoplastik, modular, hart ² für steckbare Hörerzuleitung 				
		Spezial-Semimodulare- Otoplastik inkl. S-/M-/P-/HP-Hörer mit steckbarer Hörer- zuleitung für RITE ¹	Spezial-Custommade- Otoplastik inkl. S-/M-/P-/HP-Hörer mit fester Hörer- zuleitung für RITE ¹	

¹ RIC 10 nur mit S-/M-Hörer; sRIC R D und mRIC R D nur Spezial-Custommade-Otoplastik mit V.2 M-/oder P-Hörer

² Wahlweise mit Output-Extender



SOUND LIKE NO OTHER

BEI FRAGEN STEHEN WIR IHNEN
SEHR GERNE ZUR VERFÜGUNG.

Verkaufssinnendienst	0711 7895-0	vertrieb.de@widexsound.com
Audiologie	0711 7895-1810	audiologie.de@widexsound.com
HdO-Service/IdO-Service	0711 7895-1850	service.de@widexsound.com
IdO-Labor	0711 7895-1860	camisha.de@widexsound.com
EDV-Support	0711 7895-1820	software.de@widexsound.com
Marketing	0711 7895-1830	marketing.de@widexsound.com
Buchhaltung	0711 7895-122	buchhaltung.de@widexsound.com

Widex Hörgeräte GmbH
Albstadtweg 6 • 70567 Stuttgart-Möhringen
Postfach 80 01 26 • 70501 Stuttgart
Telefon +49 711 7895-0 • Fax +49 711 7895-200 • vertrieb.de@widexsound.com



EASYWEAR / V.2 EASYWEAR

RIC-/RITE-SYSTEME UND DÜNNSCHLAUCH-TECHNOLOGIE

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

Übersicht Easywear RIC-/RITE-Systeme

Baupform/Produktfamilie	Hörer/Kabel	Schirmchen/Otoplastiken
 <p>sRIC R D mRIC R D</p>	<p>V.2 RIC-Hörer M mit Zuleitung, Länge: 0, 1, 2, 3, 4</p>  <p>V.2 RIC-Hörer P mit Zuleitung, Länge: 0, 1, 2, 3, 4</p> 	 Schirmchen (Größen XS, S, L)  Tulpe (Größen M, L)  Ballon-Schirmchen (Ein-Vent/Zwei-Vents; Größen S, M, L)  Sleeves (offen/geschlossen; Größen XS, S, M, L)  Doppeldome (Größen XS, S, M, L)  V.2 RIC-PowerShell, hart (Folienotoplastik)  V.2 RIC-Otoplastik, weich  V.2 Spezial-Otoplastik, hart (mit 3-fach-Cerumenschutz)  V.2 Spezial-Otoplastik, weich (mit 2-fach-Cerumenschutz)
 <p>RIC 10i RIC 312 D</p>	<p>S-Hörer mit Zuleitung, Länge: 0, 1, 2, 3, 4</p>  <p>M-Hörer mit Zuleitung, Länge: 0, 1, 2, 3, 4</p> 	 Schirmchen (Größen XS, S, L)  Tulpe (Größen M, L)  Ballon-Schirmchen (Ein-Vent/Zwei-Vents; Größen S, M, L)  Sleeves (offen/geschlossen; Größen XS, S, M, L)  Doppeldome (Größen XS, S, M, L)  RIC-PowerShell, hart (Folienotoplastik)  RIC-Otoplastik, weich  Spezial-Otoplastik, hart (mit 3-fach-Cerumenschutz)  Spezial-Otoplastik, weich (mit 2-fach-Cerumenschutz)
 <p>RIC 312 D</p>	<p>P-Hörer mit Zuleitung, Länge: 0, 1, 2, 3, 4</p> 	 Tulpe (Größen M, L)  Doppeldome (Größen XS, S, M, L)  Ballon-Schirmchen (Ein-Vent/Zwei-Vents; Größen S, M, L)  Sleeves (offen/geschlossen; Größen XS, S, M, L)  RIC-PowerShell, hart (Folienotoplastik)  RIC-Otoplastik, weich  Spezial-Otoplastik, hart (mit 3-fach-Cerumenschutz)  Spezial-Otoplastik, weich (mit 2-fach-Cerumenschutz)
 <p>HP-Hörer Modul</p>	<p>Hörorzuleitung für RITE Länge: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5</p> 	 Spezial-Costummade-Otoplastik (feste HZL)  Spezial-Semimodulare-Otoplastik (steckbare HZL)  RITE-Otoplastik, modular, hart ² für steckbare Hörorzuleitung

Übersicht Easywear Spezial-Costummade-Otoplastik Easywear¹



RIC 10¹ sRIC R D¹ mRIC R D¹ RIC 312 D



Spezial-Custommade-Otoplastik¹
inkl. S-/M-/P-/HP-Hörer

mit fester
Hörerzuleitung
für RITE, Länge: 0, 1, 2, 4



Spezial-Semimodulare-Otoplastik¹
inkl. S-/M-/P-/HP-Hörer

mit steckbarer
Hörerzuleitung für RITE,
Länge: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Übersicht Easywear Systeme mit Dünnschlauchtechnologie

Bauform/Produktfamilie	Easywear-Dünnschlauch	Schirmchen/Otoplastiken
 BTE 312	Easywear-Dünnschlauch Durchmesser 0,9 mm Länge: 0, 1, 2, 3, 4 	 Schirmchen (Größen XS, S, L)
	Easywear-Dünnschlauch Durchmesser 1,4 mm Länge: 0, 1, 2, 3, 4 	 Tulpe (Größen M, L)  Ballon-Schirmchen (Ein-Vent/Zwei-Vents; Größen S, M, L)  Sleeves (offen/geschlossen; Größen XS, S, M, L)  Doppeldome (Größen XS, S, M, L)
 BTE 13 D BTE 13 BTE R D	V.2 Easywear-Dünnschlauch ³ Durchmesser 0,9 mm Länge: 0, 1, 2, 3, 4 	 Schirmchen (Größen XS, S, L)  Tulpe (Größen M, L)  Ballon-Schirmchen (Ein-Vent/Zwei-Vents; Größen S, M, L)  Sleeves (offen/geschlossen; Größen XS, S, M, L)
	V.2 Easywear-Dünnschlauch ³ Durchmesser 1,4 mm Länge: 0, 1, 2, 3, 4 	 PowerShell, hart (Folienotoplastik)  Otoplastik, weich  Spezial-Otoplastik, hart (mit 3-fach-Cerumenschutz)  Spezial-Otoplastik, hart (mit 3-fach-Cerumenschutz)
		 Doppeldome (Größen XS, S, M, L)  V.2 Dünnschlauch PowerShell, hart (Folienotoplastik)  V.2 Dünnschlauch-Otoplastik, weich  V.2 Dünnschlauch-Spezial-Otoplastik, hart (mit 3-fach-Cerumenschutz)  V.2 Dünnschlauch-Spezial-Otoplastik, weich (mit 2-fach-Cerumenschutz)

¹ RIC 10 nur mit S-/M-Hörer; sRIC R D und mRIC R D nur Spezial-Custommade-Otoplastik mit V.2 M-/oder P-Hörer

² Wahlweise mit Output-Extender

³ Voraussetzung für die Verwendung der V.2 Easywear-Dünnschläuche ist V.2 ThinTube-Adapter

Übersicht Easywear
 RIC-/RITE-Systeme und Dünnschlauchttechnologie
 V.2 RIC-Easywear-Hörer mit integrierten Hörerzuleitungen

V.2 RIC-Hörer M/P

Hörer M
 mit Zuleitung,
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



Hörer P
 mit Zuleitung,
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



Anker/Fähnchen für
 V.2 Easywear Hörer und Dünnschläuche.
 Anker müssen separat
 (10er Packung) bestellt werden.

Easywear-Hörer mit integrierten Hörerzuleitungen

S-/M-/P-Hörer

S-Hörer
 mit Zuleitung,
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



M-Hörer
 mit Zuleitung,
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



P-Hörer
 mit Zuleitung,
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



Easywear-Dünnschläuche

Easywear-Dünnschlauch 0,9 und 1,4 mm V.2 Easywear-Dünnschlauch 0,9 und 1,4 mm

Easywear-
 Dünnschlauch
 Durchmesser 0,9 mm
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



V.2 Easywear-
 Dünnschlauch*
 Durchmesser 0,9 mm
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



Easywear-
 Dünnschlauch
 Durchmesser 1,4 mm
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



V.2 Easywear-
 Dünnschlauch*
 Durchmesser 1,4 mm
 Länge: 0, 1, 2, 3, 4
 links/rechts



V.2 Dünnschlauch-
 Adapter
 Bauformen: BTE RD,
 BTE 13 und BTE 13 D
 links/ rechts



*BTE RD, BTE 13 D und BTE 13 benötigen den
 V.2 Dünnschlauch-Adapter