



SOUND LIKE NO OTHER

Ear Simulator IEC 60118-1 im Test-Modus.

## BAUFORMEN IN DER ÜBERSICHT

<sup>1</sup> Verstärkungswerte je nach ausgewähltem Hörer (S, M).  
<sup>2</sup> Verstärkungswerte je nach ausgewähltem Hörer (S, M, P, HP).  
<sup>3</sup> Verstärkungswerte je nach ausgewähltem Hörer (V.2 RIC-Hörer M, P).  
<sup>4</sup> Verstärkungswerte je nach ausgewähltem Hörer (V.2 RIC-Hörer M, P, HP).

Verstärkungsleistung	CIC MICRO	CIC	XP	RIC 10	SmartRIC LI-IONEN-AKKU	sRIC R D LI-IONEN-AKKU	mRIC R D LI-IONEN-AKKU	RIC 312 D	BTE 312	BTE 13	BTE 13 D	BTE R D LI-IONEN-AKKU
Mittel												
Gering												
	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60/40	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60/40	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60/40	SMARTRIC 440/330/220	MOMENT SHEER 440/330/220/110	MOMENT SHEER 440/330/220/110	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60/40	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60/40	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60	MOMENT SHEER 440/330/220/110 MAGNIFY 100/60
	V max. (dB): 63 LA max. (dB): 124	V max. (dB): 63 LA max. (dB): 124	V max. (dB): 67 LA max. (dB): 128	V max. (dB): 63/69 LA max. (dB): 118/124	V max. (dB): 69/71 LA max. (dB): 128/133	V max. (dB): 69/71/86 LA max. (dB): 128/133/138	V max. (dB): 69/71/86 LA max. (dB): 128/133/138	V max. (dB): 62/69/70/84 LA max. (dB): 118/124/132/138	V max. (dB): 64 LA max. (dB): 135	V max. (dB): 74 LA max. (dB): 140	V max. (dB): 74 LA max. (dB): 140	V max. (dB): 73 LA max. (dB): 140

## DIE KONNEKTIVITÄTS-OPTIONEN IN DER ÜBERSICHT

### Zusatznutzen

#### Fernbedienung

Hörsystem-Steuerung mit Smartphone über Moment-/Magnify-App

Hörsystem-Steuerung aller Bauformen mit Smartphone über ToneLink-App

Diskrete Fernsteuerung der Hörsysteme mit Miniaturfernbedienung RC-DEX

#### Mobil telefonieren/ Audioübertragung

Beidohriges Telefonieren/Audio-Streaming mit iPhone/Android-Smartphone<sup>1</sup>

Freihändiges Telefonieren sowie Musik- und Audio-Streaming per Bluetooth

Freihändiges Telefonieren sowie Musik- und Audio-Streaming über COM-DEX<sup>3</sup>

Audio-Streaming von PC und Laptop

#### Fernsehen und Musikhören

Direkte Übertragung des Fernsehtons in Stereo-Qualität per Bluetooth

Brillanter Klang beim Fernsehen und Musikhören mit TV-DEX

SmartRIC									
Moment Sheer <sup>2</sup>									
Magnify 100/60 <sup>2</sup>									
Magnify 40									
iPhone									
Android-Smartphone									

direkt  
 indirekt (über Streamer/DEX-Zubehör)

<sup>1</sup> Abhängig von Ihrem Smartphone-Modell. Bitte Kompatibilitätsübersicht auf <https://bit.ly/kompatibilitätslisten> beachten.  
<sup>2</sup> CIC MICRO: Ausschließlich Hörsystem-Steuerung mit ToneLink-App möglich.  
<sup>3</sup> COM-DEX-App ausschließlich für iOS verfügbar.  
<sup>4</sup> Steuerung durch Moment-/Magnify-App

# INNOVATIVE HÖRLÖSUNGEN VON WIDEX FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Kundenutzen		Natürliche, klare Klangqualität		Mehr Sprachverstehen und Hörkomfort								Räumliches Hören/Orientierung				Kabellose Audioübertragung, z. B. zum Telefonieren <sup>1</sup> oder Fernsehen		Bedienkomfort				
Technologie		Erfassung/Übertragung des gesamten Klangpanoramas (lineare Eingangsdynamik 5-113 db SPL)	Signalverarbeitung in Schallgeschwindigkeit für naturgetreue, besonders klare Klangwiedergabe (PureSound-Technologie)	Störlärmunterdrückung, -8 dB (reduziert auch Windgeräusche)	Erweiterte Störlärmunterdrückung, -14 dB	Präzise Anpassung an unterschiedliche Hörsituationen für mehr Sprach- und Hörkomfort (Sound-Class-Technologie)	Individuelle Klangeinstellungen einfach und schnell per Smartphone-App (My Sound)	Hörkomfort, z. B. bei Gläserklirren (Impulsschall-Unterdrückung)	Hörkomfort durch Reduzierung von Raschel- und Windgeräuschen (SmartRIC Design)	Maximaler Sprachkomfort in lauter Hörumgebung (Sprachhervorhebung SII)	Bestmögliches Sprachverstehen in wechselhaften Hörsituationen (dynamische Sprachhervorhebung SII)	Zusätzliche Windgeräusch-Unterdrückung mit Optimierung des SNR/Sprachverstehens (SmartWind Manager)	Richtungs-hören (adaptives Multimikrofon)	Mehr Richtwirkung für mehr Sprachkomfort in lauter Hörumgebung (SmartRIC Design)	Räumliches Hören (adaptives Multi-mikrofon/Digital Pinna)	360° präzises Hören (adaptives Multimikrofon/Digital Pinna/Inter-Ear-Sprachhervorhebung in 15 Kanälen)	Wide DEX-Zubehör	Bluetooth	Fernbedienung RC-DEX	Wieder-aufladbare Akku-Technologie	Steuerung per Smartphone-App	Sprachan-sagen zu Hörsystem-Status (Smart-Speak)
PREMIUM-FIRST-CLASS	SmartRIC 440	●	●	●	●	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● <sup>+</sup>	●	●
	Moment Sheer 440	●	●	●	●	11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PREMIUM-BUSINESS-CLASS	SmartRIC 330	●	●	●	●	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● <sup>+</sup>	●	●
	Moment Sheer 330	●	●	●	●	7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PREMIUM-ECONOMY-CLASS	SmartRIC 220	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● <sup>+</sup>	●	●
	Moment Sheer 220	●	●	●	●	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Moment Sheer 110	●	●	●	●	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECONOMY-CLASS	Magnify 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Magnify 60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BASIC-CLASS	Magnify 40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<sup>+</sup> Lange Akkulaufzeit, 37 Stunden und Ladestation mit integrierter Powerbank

<sup>1</sup> iPhone und ASHA-fähige kompatible Android-Smartphones.

## SOUND-CLASSES IN DER ÜBERSICHT

<b>WIDEX MOMENT SHEER 440   SMARTRIC 440</b> Gesellschaft Gesellschaft mit Sprache Ruhe Ruhe mit Sprache Musik (klassisch) Musik (zeitgenössisch) Fahrzeug Fahrzeug mit Sprache Stadt Stadt mit Sprache Social (Gespräche in kleinem Kreis)	<b>WIDEX MOMENT SHEER 330   SMARTRIC 330</b> Gesellschaft Gesellschaft mit Sprache Ruhe Ruhe mit Sprache Musik (zeitgenössisch) Fahrzeug Stadt	<b>WIDEX MOMENT SHEER 220   SMARTRIC 220</b> Gesellschaft Ruhe Musik (zeitgenössisch) Fahrzeug	<b>WIDEX MOMENT SHEER 110   SMARTRIC 110</b> Gesellschaft Ruhe Musik (zeitgenössisch)
--	---	--	--