



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Direkte, kabellose Klangübertragung des Fernsehtons in beide Hörsysteme erhöht den Komfort und erleichtert das Hören und Verstehen
- Hohe Flexibilität und Bewegungsfreiheit durch kabellose Klangübertragung
- Brillanter Stereo-Klang
- Komfortabler Kopfhörer-Effekt durch Mikrofon-Stummschaltung
- Maximale Übertragungsstabilität für klaren Hörgenuss
- Individuelle Lautstärkeeinstellung unabhängig von der Lautstärke des Fernsehgerätes möglich
- Einfache Inbetriebnahme und Bedienung
- Direkt über den Programmtaster des Hörsystems und optional über die RC-DEX-Miniaturfernbedienung, die ToneLink-App oder die App der jeweiligen Hörsystem-Serie bedienbar
- Attraktives, diskretes Design

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

www.widex-hoergeraete.de



Widex Hörgeräte GmbH • Albstadtweg 6 • 70567 Stuttgart
Postfach 80 01 26 • 70501 Stuttgart
Tel. +49 711 7895-0 • info.de@widexsound.com



KOMFORTABLER FERNSEHGENUSS



WIDEX TV PLAY

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

WIDEX TV PLAY: BRILLANTE BLUETOOTH- VERBINDUNG MIT DEM FERNSEHER



TV PLAY überträgt den Fernsehton direkt in beide Hörsysteme gleichzeitig. Das elegante TV-Zubehör sorgt dabei für ein Klangerlebnis in Stereo-Qualität und bietet maximale Übertragungsstabilität.

Da die Klangübertragung vom Fernseher in die Hörgeräte kabellos erfolgt, genießen Sie außerdem uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im Raum. TV PLAY ist kompatibel mit den Bluetooth-fähigen Hörsystem-Modellen von Widex. Lassen Sie sich von Ihrem Hörakustiker beraten.

TV PLAY ermöglicht Ihnen eine diskrete, intuitive Bedienung per Smartphone-App. Sie können die Klangübertragung starten bzw. stoppen und individuelle Klangeinstellungen vornehmen:

- Equalizer zur Klangindividualisierung
- Lautstärkeregelung
- Soundmischer zur Gewichtung des übertragenen Fernsehtons im Verhältnis zur Hörumgebung
- Individuelle Klangeinstellung mit My Sound (über die MOMENT-App)*
- Stummschaltung der Hörgeräte-Mikrofone für ungestörten Fernsehgenuss: komfortabler Kopfhörereffekt
- Stummschaltung von TV PLAY

*My Sound ab Technologiestufe 220 verfügbar

Beispielhafte Darstellung anhand der MOMENT-App für die Hörsystem-Serie Widex Moment Sheer

