

Ihre Experten für gutes Hören. Wir beraten Sie gerne:

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

www.widex-hoergeraete.de



Widex Hörgeräte GmbH • Albstadtweg 6 • 70567 Stuttgart
Postfach 80 01 26 • 70501 Stuttgart
Tel. +49 711 7895-0 • info.de@widexsound.com



NEUE PERSPEKTIVEN
FÜR NATÜRLICHES HÖREN



WIDEX SMARTRIC

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER


SIEHT ANDERS AUS UND KLINGT NOCH BESSER

Widex SmartRIC begeistert mit stylischem, diskretem Design und bietet einzigartige Vorteile für ein natürliches Sprachverstehen und Hörkomfort.

Das Design-Hörsystem verfügt zudem über einen leistungsstarken Akku für eine lange Tragedauer und hohe Streamingzeit. Die elegante, handliche Ladestation ist für das Laden unterwegs entwickelt. Sie beinhaltet eine Powerbank für 5 Ladungen und bietet damit Energie für eine ganze Woche.

Widex SmartRIC lässt sich außerdem komfortabel und diskret per Smartphone-App steuern und ermöglicht auch die kabellose Audioübertragung per Bluetooth, z. B. Telefonate, Videos oder Musik vom Smartphone.

Entdecken Sie die schönste Form besseren Hörens.



SCHLANKES, ELEGANTES DESIGN



Widex SmartRIC begeistert mit einer besonders klaren, eleganten Formensprache und schmiegt sich diskret hinter das Ohr.

Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte aus, die in der deutschen und internationalen Design-Landschaft wegweisend sind.

Das Statement der Jury:

„Das Widex SmartRIC R D-Hörgerät ermöglicht durch seine besondere L-Form eine optimale Platzierung des Mikrofons und damit einhergehend eine bessere Erfassung des Schalls. Das Gerät wirkt sehr modern und hochwertig, ist sympathisch klein, kompakt und leicht und verspricht einen angenehmen Tragekomfort.“



Honey Blonde

Dark Cherry

„Genau wie unsere Philosophie
des natürlichen Klangs ist unser
Design-Ansatz auf eine
großartige Benutzererfahrung
ausgerichtet. Unser Anspruch ist
höchste Qualität, die man nicht
nur hören, sondern auch sehen
und fühlen kann.“

Martyn Beedham
Senior Design Director,
Widex

Rose Gold

Silver Grey

Tech Black



MEHR FOKUS AUF DAS, WAS SIE HÖREN WOLLEN

Das Design-Hörsystem verfügt über einzigartige Widex-Technologien für ein besonders natürliches klares Hören und Verstehen in den unterschiedlichsten Hörsituationen des Alltags.

SmartRIC hat eine einzigartige L-Form, die nicht nur mit ihrem eleganten Design überzeugt, sondern auch nachweislich besseres Hören und Verstehen unterstützt. Die optimierte, höhere Position des Hörsystems am Ohr bewirkt eine bessere Richtwirkung. Sie können damit Gesprächen leichter folgen, auch wenn es um Sie herum laut ist.



Hörgerät im herkömmlichen Design

Widex SmartRIC



NATÜRLICHER HÖRKOMFORT

Das homogen gestaltete Gehäuse von SmartRIC mit seinen neu konstruierten Mikrofoneinlässen reduziert effektiv störende Windgeräusche an den Mikrofonen sowie andere Störgeräusche, z. B. Raschelgeräusche, wenn Sie mit Ihren Hörgeräten in Berührung kommen.



ENERGIE FÜR DEN GANZEN TAG UND DARÜBER HINAUS

Nach einer Ladezeit von 4 Stunden bleibt SmartRIC 37 Stunden für Sie im Einsatz.

Und wenn es mal schnell gehen muss: Eine halbe Stunde im Ladegerät versorgt Ihre Hörgeräte mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 8 Stunden.

Komfort trifft Lifestyle: Das kompakte mobile Ladegerät passt mühelos in die Tasche und bietet ausreichend Energie für mehr als eine Woche – ideal also, wenn Sie mal länger unterwegs sind. Dank der LED-Anzeige haben Sie immer einen guten Überblick über den Ladestatus Ihrer Hörsysteme.



MEHR ALS EIN HÖRGERÄT

WIDEX SMARTRIC

37

37 Stunden Laufzeit
(ohne Streaming)

27

27 Stunden Laufzeit
(mit Streaming)



MOBILE LADESTATION

5

5 komplette Ladevorgänge
für die Hörsysteme

7

7 Tage Nutzung vor
Aufladen der Ladestation



WIDEX MOMENT-APP

Die intuitive Moment-App für iOS- und Android-Geräte bietet Ihnen wertvolle Funktionen zur Steuerung Ihrer Hörsysteme. Sie ermöglicht eine schnelle, einfache Individualisierung des Hörsystem-Klangs mit My Sound sowie direktes Streaming von Musik, Video und Anrufen von streamingfähigen Smartphones – und vieles mehr.



TV PLAY

Für mehr Fernsehgenuss

- Brillante Bluetooth-Übertragung des Fernsehtons direkt in die Hörsysteme
- Maximale Streamingstabilität
- Elegantes Design
- Einfache Installation und Bedienung



WIDEX SOUND ASSIST

Vielseitiger Assistent im Alltag

- Kleines, dezentes 6-in-1-Bluetooth-Mikrofon
- Leichteres Sprachverstehen in schwierigen Hörsituationen
- Multifunktional, z. B. für das Telefonieren im Freisprechbetrieb, die kabellose Audioübertragung oder als Partner- und Tischmikrofon



WIDEX SOUNDCONNECT

Smarte Verbindung zu PC und Laptop

- Hochwertige Klangübertragung in die Hörgeräte via Bluetooth
- Plug & Play einsatzfähig, keine PC-Einstellungen erforderlich
- Klein und diskret

