



# FUNKTIONEN UND VORTEILE AUF EINEN BLICK

- 3in1-Funktion: Laden, Trocknen und Desinfizieren durch UV-Licht
- Hochwertiges Design mit integrierter Klappe für die sichere Aufbewahrung der Hörsysteme sRIC R D, mRIC R D und BTE R D
- Intuitive Bedienung, unterstützt durch LED-Anzeigen
- Vollständige Aufladung in 4 Stunden, mit Schnellladefunktion von 30 Minuten für 4 Stunden Betriebszeit der Hörsysteme
- Stromversorgung über USB-2.0-Anschluss
- Aufladbar über ein Netzteil oder eine handelsübliche externe Powerbank

Ihre Experten für gutes Hören. Wir beraten Sie gerne:

## WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

[www.widex-hoergeraete.de](http://www.widex-hoergeraete.de)



Widex Hörgeräte GmbH • Epplestraße 225 (Haus 2) • 70567 Stuttgart  
Postfach 80 01 26 • 70501 Stuttgart  
Tel. +49 711 7895-0 • [info.de@widexsound.com](mailto:info.de@widexsound.com)

Änderungen vorbehalten.

10246887-01-WM 05/2024



### DIE 3IN1-LADESTATION

**WIDEX CHARGE n CLEAN**

## WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

# CHARGE n CLEAN: BEDIENKOMFORT UND SICHERHEIT



Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Hörsystem bietet Ihnen hohen Bedienkomfort, Flexibilität und Mobilität.

Mit der Ladestation CHARGE n CLEAN für sRIC R D, mRIC R D und BTE R D ist auch das Aufladen und Pflegen Ihres Hörsystems besonders effektiv und komfortabel. Die Ladestation erfüllt drei Funktionen gleichzeitig: Laden, Trocknen und Desinfizieren. So pflegen Sie Ihre Hörsysteme bestmöglich für eine lange Lebensdauer.

Legen Sie Ihre Hörsysteme einfach in die Ladestation und in wenigen Stunden sind sie wieder perfekt einsatzbereit für einen aktiven Tag.



sRIC R D

mRIC R D

BTE R D



LED-Anzeige  
Ladestatus

LED-Anzeige  
UV-Desinfektion  
und Trocknung

Stabiler Fußsockel

Das welt kleinste  
Lithium-Ionen-  
Hörsystem seiner Art  
mit Ladestation  
CHARGE n CLEAN



## EIGENSCHAFTEN:

- Farbe: schwarz
- UV-Licht: UV-Desinfektion und Trocknung werden während des Ladevorgangs durchgeführt. Der Pflegezyklus dauert 30 Minuten.
- Ladezeit: vollständige Aufladung 4 Stunden, Schnellladefunktion: 30 Minuten für 4 Stunden Betriebszeit der Hörsysteme.
- Anschluss: Micro-USB-Buchse
- Charge n Clean WPC101 für sRIC R D und mRIC R D. Maße: Höhe 70 mm, Breite 83 mm, Tiefe 40 mm
- Charge n Clean WPC201 für BTE R D. Maße: Höhe 78 mm, Breite 122 mm, Tiefe 58 mm