

DAS 6-IN-1- MULTITALENT

- **Partnermikrofon** – Sound Assist überträgt die Sprache des Gesprächspartners in die Hörsysteme und erleichtert damit Gespräche in lauter Umgebung.
- **Tischmikrofon** – Bei wichtigen Meetings, Gruppengesprächen und lebhaften Diskussionen in geräuschvoller Umgebung bietet der Sound Assist eine hilfreiche Unterstützung, um die Sprache klar in die Hörsysteme zu übertragen.
- **Telefonieren im Freisprechbetrieb** – Sound Assist überträgt Telefongespräche vom Smartphone in die Hörsysteme und dient als Freisprecheinrichtung.
- **Audioübertragung** – Sound Assist überträgt Audiosignale von jedem Bluetooth-Gerät, z. B. Laptop, Musikanlage etc. in die Hörsysteme.
- **Telefonspule** – Die integrierte Tele-Spule ermöglicht induktive Audioübertragung, z. B. im Theater, bei Veranstaltungen oder in der Kirche.
- **Fernsteuerung** – Sound Assist kann als diskrete Fernbedienung für das Hörsystem eingesetzt werden, z. B. zur Lautstärkeeinstellung oder zum Programmwechsel.

Ihre Experten für gutes Hören. Wir beraten Sie gerne:

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

www.widex-hoergeraete.de



Widex Hörgeräte GmbH • Epplestraße 225 (Haus 2) • 70567 Stuttgart
Postfach 80 01 26 • 70501 Stuttgart
Tel. +49 711 7895-0 • info.de@widexsound.com

Änderungen vorbehalten.

10246888-01-WM 05/2024

MULTITALENT FÜR
MEHR SPRACHKOMFORT

WIDEX SOUND ASSIST

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



SOUND ASSIST: DER BESTE ASSISTENT, DEN MAN HABEN KANN.

Klein, aber oho – der Widex Sound Assist überzeugt mit zahlreichen Funktionen: Das 6-in-1-Multitalent optimiert die Sprachverständlichkeit in schwierigen Hörsituationen, ermöglicht komfortables Telefonieren im Freisprechbetrieb, sowie kabellose Audioübertragung von jedem Bluetooth-Gerät.



Ob ein lebhaftes Abendessen mit Freunden, ein Konzertbesuch oder ein wichtiges Telefonat: Mit seinen vielseitigen Funktionen gibt Ihnen der Sound Assist pure Lebensqualität zurück. Und das Beste: Der Sound Assist passt in jede Jacken- und Handtasche, sodass Sie ihn stets griffbereit haben.



Kompatibel mit allen aktuellen Bluetooth-fähigen Hörsystemen von Widex

Die Funktionen des Sound Assist im Überblick:

1. Partnermikrofon
2. Tischmikrofon
3. Telefonieren im Freisprechbetrieb
4. Audioübertragung von jedem Bluetooth-Gerät
5. Fernsteuerung für Hörgeräte
6. Telefonspule