

FUNKTION UND VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Hochwertige, direkte Klangübertragung in die Hörgeräte via Bluetooth
- Mehr Hörkomfort bei verschiedenen PC- und Laptop-Anwendungen, z. B. Videogespräche über Skype oder Zoom, Musik hören, Filme und Serien anschauen
- Attraktives Design in kleiner, diskreter Baugröße
- Schnell und einfach einsatzbereit ohne PC-Einstellungen
- Komfortabel per Smartphone-App steuerbar



Ihre Experten für gutes Hören. Wir beraten Sie gerne:

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

www.widex-hoergeraete.de



Widex Hörgeräte GmbH • Epplestraße 225 (Haus 2) • 70567 Stuttgart
Postfach 80 01 26 • 70501 Stuttgart
Tel. +49 711 7895-0 • info.de@widexsound.com

Änderungen vorbehalten.

10246889-01-WM 05/2024



SMARTE AUDIOÜBERTRAGUNG VON PC UND LAPTOP



WIDEX **SOUNDCONNECT**

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



SOUNDCONNECT SO EINFACH UND SCHNELL: EINSTECKEN UND LOSLEGEN

Fast 60 % der Widex-Hörgeräte-Träger nutzen ihren PC oder ihren Laptop für Videogespräche oder zum Ansehen von Videos.*

Widex SoundConnect **überträgt Audiosignale in klarer Klangqualität** direkt in die Hörgeräte und sorgt damit für ein großes Plus an Hörkomfort bei diesen PC- und Laptop-Anwendungen.

Und das Schöne dabei ist: Es sind keine PC-Einstellungen für den Verbindungsaufbau notwendig.

Ihre Hörsysteme verbinden sich automatisch mit SoundConnect, wenn Sie diese neben dem USB-Dongle einschalten. Stecken Sie SoundConnect einfach in den USB-Eingang an Ihrem PC oder Laptop und drücken Sie den Taster zum Verbindungsaufbau. Schon sind Sie startklar und genießen Musik, Videogespräche, z. B. per Skype, oder den Ton von Filmen entspannt in klarer Klangqualität direkt in Ihren Hörgeräten.



Taster zur Verbindung mit den Hörsystemen
Reichweite: bis zu 8 Metern



LED-Anzeige
Verbindungs-Status



Widex SoundConnect ist kompatibel mit allen aktuellen Bluetooth-fähigen Hörsystemen der Moment- und Magnify-Hörgeräte-Serien und lässt sich außerdem komfortabel per Smartphone-App für individuelle Klangeinstellungen steuern.



Kompatibel mit allen aktuellen Bluetooth-fähigen Hörsystemen von Widex

*Widex Moment-App-Nutzerumfrage, August 2023