

Die attraktiven CROS-Modelle

Die beiden Design-Modelle sind in modernen und eleganten Farben erhältlich*:



WIDEX **CROS FUSION**



Start/Stopp-Funktion


WIDEX **CROS FASHION**



Start/Stopp-Funktion
Lautstärkewippe


* Farbauswahl abhängig von Hörsystem-Serie.

WIDEX **CROS FUSION** WIDEX **CROS FASHION**



Widex CROS ist mit den innovativen Hörsystem-Serien z. B. Widex Evoke und Widex Enjoy 100/50 kompatibel.

Mehr Informationen unter:
www.widex-hoergeraete.de



WIDEX **CROS FUSION** WIDEX **CROS FASHION**

Es berät Sie Ihr Experte für gutes Hören:

2002259-5 WM 06/19 Änderungen vorbehalten

HÖREN MACHT SCHÖN!

WIDEX
HÖRGERÄTE

WIDEX CROS
Das digitale
Funk-CROS-Mikrofon



Räumliche Orientierung und natürliches Kommunizieren

Widex CROS ist die intelligente, dezente Hörlösung bei einem einseitigen Hörvermögen. Widex CROS überträgt akustische Signale von der Seite des nicht hörenden Ohrs kabellos auf das besser hörende Ohr. Dies erleichtert das Lokalisieren von Schallquellen und das Sprachverstehen in geräuschvoller Hörumgebung.

Das Funk-CROS-Mikrofon ist in der eleganten, schlanken Bauform FASHION oder als besonders dezentes Design-Modell FUSION erhältlich.


WIDEX CROS FUSION

WIDEX CROS FASHION



Die Vorteile von Widex CROS im Überblick

- **Hochwertige Klangübertragung:** Das Funk-CROS-Mikrofon von Widex erfasst Schallsignale auf der Seite des ertaubten Ohrs in höchster Klangqualität und Dynamik. Damit wird sichergestellt, dass eine hohe Klangqualität in das kompatible Hörsystem auf der anderen Kopfseite eingespeist wird. Je nach ausgewähltem Hörsystem auf der Empfangsseite stehen eine Vielzahl wertvoller Funktionen für besseres Hören zur Verfügung – z. B. eine Sprachhervorhebung für leichteres Verstehen bei starker Geräuschkulisse.
- **Kompatibel** mit einer breiten **Hörsystem-Palette** auf Basis neuester Chiptechnologie
- **Lokalisierung** akustischer Signale von **beiden Seiten** der Ohren
- **Unauffällig und leicht** zu tragen: kabellose Technologie, unauffällige und schlanke Bauformen
- Geringster Stromverbrauch für eine besonders **lange Batterielaufzeit**



* Beispielhaft abgebildete Modelle