

# PRO LINK CONNECTOR

## PRO LINK™ CONNECTOR DE WIDEX



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

PRO LINK vous permet de programmer de manière fiable et sans fil toutes les aides auditives WidexLink avec le logiciel COMPASS GPS

- Avec le PRO LINK Connector, vous pouvez également aisément programmer les aides auditives CIC-Micro
- Pile remplaçable standard
- Une seule solution, une configuration simple, une programmation facile

L'appareil PRO LINK Connector est conçu pour un usage professionnel uniquement

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

#### COMPOSANTS

PRO LINK Connector  
Tour de cou intégré avec pression pour ouverture / fermeture simple  
Logement pour piles de type LR44  
Bouton de test pour vérifier si la pile est chargée  
Coffret pouvant être utilisé pour le stockage entre les utilisations

#### CONNEXIONS

2 prises jack à brancher sur les ports jack du PRO LINK

#### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Humidité de fonctionnement :	Humidité relative < 90 %
Température de fonctionnement :	Entre +5°C et +40°C
Température de stockage :	Entre -10°C et +50°C
Compatibilité	Aides auditives filaires de Widex, type CIC-M COMPASS GPS 3*
Durée de vie estimée	5 ans

\* Pour les aides auditives Widex-Link standards, utilisez PRO LINK sans le PRO LINK Connector.

# PRO LINK CONNECTOR

---

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions :	26/43/16 mm (L/l/h)
Poids :	25 g.
Couleur :	Gris anthracite

## VUE D'ENSEMBLE

1. Logement de la pile
2. Tour de cou avec pression pour l'ouverture/la fermeture
3. Connecteurs jack
4. Connecteur pour câbles de CIC-Micro
5. Bouton-poussoir
6. Voyant pile

