



C-tune II

控制台程式(CONSOLE)

COMPASS GPS 控制台 (Console)

您可在 COMPASS GPS 控制台新增或編輯使用者配置資料，管理您的資料庫，和瀏覽 HIPAA 記錄。

從開始選單開啓控制台 Console 它的連結位於 Widex/COMPASS GPS 下的「支援」資料夾中。

您的使用權限必須是管理員層級，且需登入才能使用此工具。輸入您的登入名首字母和密碼。您若是第一次登入控制台 Console，請輸入縮寫 *ADM* 和密碼 *GPS*。

開啓控制台 Console 後，您可進入 3 個不同的區域。請在視窗左方選擇要進入的區域。

- **使用者管理** 讓您可定義/編輯系統的使用者。
- **「資料庫管理」** 您可管理資料庫。
- **HIPAA 記錄** 您可追蹤使用者的活動及 HIPAA 相關的規定。

使用者管理

在此新增，編輯或刪除使用者。第一次進入視圖，只有一個使用者：預設管理員使用者。

在此視窗顯示所有 C-tune II 使用者的帳號和使用層級。

新增使用者

1. 選取視窗底部的「新增」按鈕。「建立新使用者」對話方塊隨即開啓。

2. 輸入新使用者的名字縮寫。這是使用者在登入 C-tune II 時必須輸入的使用者名稱。帳號欄位可以包含三個字母。
3. 輸入使用者的全名。
4. 輸入使用者的密碼。密碼欄位上方是密碼強度的指示。強效密碼同時包含大寫字母、小寫字母和數字。
5. 在「確認密碼」欄位中再次寫入密碼。兩次輸入的密碼必須完全相同。
6. 選擇「使用者等級」。您可選擇**管理員 (Administrator)**，可啓用 C-tune II 和 COMPASS GPS 控制台的所有功能，和**一般使用者 (Standard user)**，可啓用 C-tune II 的所有功能。
7. 選取「OK」，完成新使用者的設定。使用者現已顯示在使用者清單中。

編輯使用者

1. 點選您要編輯的使用者。
2. 選取視窗底部的「編輯」按鈕。出現「編輯使用者」對話方塊。
3. 編輯對話方塊內的必填資料。
4. 在完成後，請點按「OK」。

刪除使用者

1. 點選您要刪除的使用者。
2. 選取視窗底部的「刪除」按鈕。出現對話方塊詢問您是否確定要刪除該使用者。
3. 選擇「OK」以繼續。該使用者從使用者清單中移除。

資料庫管理

在此管理資料庫。

服務

在此視窗，您有以下幾個選擇。選取您所需的按鈕。

- **匯入資料庫**：您可匯入資料庫與現存的資料庫合併。開啟一個對話方塊，讓您瀏覽到要匯入的資料庫。選取該資料庫，並選取「開啟」。
- **匯出資料庫**：您可以匯出資料庫並將其匯入至另一個 C-tune II 系統或 Noah 資料庫。將開啟一個對話方塊，讓您定義匯出資料庫的位置。選取指定位置，然後選擇「儲存」。這匯出的資料庫是 Noah 4 格式，所以您可匯入到您的 Noah 資料庫。

- **備份資料庫**：備份資料庫：它可複製您現有的資料庫，儲存到 C:\ drive (default location C:\ProgramData\Widex\CompassGPS\Backup)。定期備份資料庫是很重要的,建議至少要每週備份一次。
- **還原資料庫**：它會將您過去備份的資料庫覆蓋現有的資料庫。開啟對話方塊，選擇欲回復的資料庫備份檔。當您已選擇了備份，點按“*開啟*”，將覆蓋現有的資料庫。
- **新增資料庫**：如果您因為錯誤想替換您的資料庫，但是您沒有備份檔案，您可以用一個新的、空的資料庫替換您現有的資料庫。您也可以希望在刪除現有資料庫的其他情況下使用該功能。
- **壓縮資料庫**：壓縮資料庫工具壓縮資料庫檔案，回收未使用的空間。若您刪除了多個客戶，這將非常有用。
- **備份位置**:選擇備份工具將放置資料庫備份的位置。在系統上選擇一個不在使用者空間中的位置。按一下 ... 按鈕以瀏覽備份資料夾，然後選取「*儲存*」以儲存該位置。

HIPAA 記錄

HIPAA 的全名是「健康保險流通與責任法案」。該美國法案專門處理在使用電腦技術時如何實施隱私要求。這些要求包括建立特殊的 ID 和密碼以及記錄使用者活動等方面。

HIPAA 記錄允許您追蹤使用者的活動，例如更改客戶的基本資料，和資料庫相關的活動，例如:聽力圖或調整。

當您開啓 HIPAA 記錄視窗，可看到一系列的活動事項。您可以下列條件過濾:

- **日期，時間**：選擇特定的日期和/或時間，僅顯示該日期/時間的活動事項。
- **活動**：選擇要檢視項目的活動。該列表會立即更新以只顯示選定的活動類型。

若要關閉/停止 HIPAA 記錄，您可清除「啓用 HIPAA 記錄」的勾選方塊。

您也可以選取「*匯出*」以匯出 HIPAA 記錄。您可以在任何文字編輯器中開啓匯出檔案。

此份指南文件以電子檔形式提供。如需紙本，也可以免費向 <http://widex.pro/gps-startup-guide> 索取。快速指南也可在 <http://widex.pro/gps-startup-guide> 上瀏覽。

Copyright © Coselgi.保留所有權利。

文件版本：3.0.發布日期：2020 年 5 月