



COMPASS GPS

O PROGRAMA CONSOLA COMPASS GPS

Consola COMPASS GPS

O programa Consola COMPASS GPS permite-lhe criar e editar perfis de utilizador, gerir a sua base de dados e visualizar registos HIPAA.

Abra o programa Consola a partir do menu Iniciar. O link encontra-se no ficheiro Suporte em Widex/COMPASS GPS.

Tem de entrar como utilizador Administrador, e tem de fazer o login para poder usar a ferramenta. Introduza as suas iniciais de login COMPASS GPS e a password. Se é a primeira vez que faz o login na Consola COMPASS, pode usar as iniciais ADM e a password GPS.

Assim que abrir o programa Consola, você tem acesso a três áreas diferentes. Selecione a área pretendida à esquerda na janela.

- **Administração dos utilizadores** permite-lhe definir e editar utilizadores do sistema COMPASS GPS.
- **Informação da base de dados** permite-lhe trabalhar a base de dados.
- **Registo HIPAA** permite-lhe monitorar a atividade do utilizador e trabalhar outros aspetos dos regulamentos HIPAA.

Administração do utilizador

Utilize esta vista para criar, editar ou eliminar utilizadores. A primeira vez que entra nesta vista, existe apenas um utilizador. O utilizador predefinido é o de Administrador.

A lista exibe as iniciais e níveis do utilizador para todos os utilizadores definidos para o COMPASS GPS.



Criar um utilizador

1. Selecione o botão *Novo* na parte inferior da janela. A caixa de diálogo *Criar novo utilizador* é aberta.
2. Introduza as *Iniciais* para o novo utilizador. Este é o nome de utilizador que o utilizador deve inserir quando fizer o login no COMPASS GPS. O campo Iniciais pode conter três caracteres.
3. Introduza o *Nome completo* para o utilizador.
4. Introduza a *Password* para o utilizador. Por cima do campo Password está uma indicação em relação à força da password escolhida. Uma password forte contém letras maiúsculas, letras minúsculas e números.
5. No campo *Confirmar password*, escreva a password novamente. Tem de escrever a password exatamente igual à que escreveu anteriormente.
6. Selecione um *Nível de utilizador*. Pode escolher entre ser um *Administrador*, que tem acesso a todas as funcionalidades no COMPASS GPS e na Consola COMPASS GPS, ou um *Utilizador comum*, que tem acesso ao COMPASS GPS.
7. Selecione *OK* quando tiver definido o novo utilizador. O utilizador agora aparece na lista de utilizadores.

Editar um utilizador

1. Selecione o utilizador que deseja editar.
2. Selecione o botão *Editar* na parte inferior da janela. Aparece de seguida a caixa de diálogo Editar utilizador.
3. Faça a edição da informação na caixa de diálogo conforme exigido.
4. Selecione *OK* quando tiver terminado.

Eliminar um utilizador

1. Selecione o utilizador que deseja eliminar.
2. Selecione o botão *Eliminar* na parte inferior da janela. Uma caixa de diálogo pergunta-lhe se tem a certeza que deseja eliminar o utilizador.
3. Seleccione *OK* para continuar. O utilizador foi eliminado da lista de utilizadores.

Administração da base de dados

Utiliza esta vista para trabalhar com a base de dados.

Serviço

Tem as seguintes opções nesta secção: Selecione o botão que necessita.

- **Importar base de dados:** Pode combinar bases de dados importando uma base de dados para outra. Uma caixa de diálogo permite-lhe navegar até à base de dados que deseja importar. Selecione a base de dados, e selecione *Abrir*.
- **Exportar base de dados:** Pode exportar a localização predefinida da sua base de dados e importá-la para outro sistema COMPASS GPS ou para uma base de dados Noah. Uma caixa de diálogo abre e permite-lhe definir a localização da base de dados exportada. Selecione a localização pretendida e selecione *Guardar*. A base de dados exportada está no formato Noah 4, para que possa importar os seus clientes para a sua base de dados Noah.
- **Fazer o backup da base de dados:** A utilidade Backup da base de dados faz uma cópia da sua base de dados e guarda na sua unidade de disco C:\ (default location C:\ProgramData\Widex\CompassGPS\Backup). É importante que faça o backup da sua base de dados regularmente - uma vez por semana, por exemplo.
- **Restaurar base de dados:** Substitua a sua base de dados atual por uma que tenha feito backup anteriormente. Uma caixa de diálogo é aberta e permite-lhe navegar até ao backup pretendido. Uma vez selecionado o backup, selecione *Abrir* para substituir a sua base de dados.
- **Nova base de dados:** Se desejar substituir a sua base de dados devido a erros mas não tem ainda um ficheiro de backup, pode então substituir a sua base de dados atual com uma base de dados nova e VAZIA. Também pode utilizar a funcionalidade em outras situações onde queira eliminar a sua base de dados existente.
- **Comprimir base de dados:** A utilidade Comprimir base de dados diminui o seu ficheiro da base de dados, recuperando o espaço que não está a ser usado. É útil caso tenha eliminado muitos clientes.
- **Localização de backup:** Escolha onde quer que a utilidade Backup coloque os backups da base de dados. Selecione uma localização no seu sistema que não esteja num espaço de utilizador. Clique no botão ... para navegar em busca do ficheiro backup e selecione *Guardar* para guardar a localização.

Registo HIPAA

HIPAA significa Health Insurance Portability and Accountability Act. Este ato dos EUA aborda a forma como os requisitos de privacidade devem ser impostos quando se utiliza tecnologia de computador. Os requisitos incluem aspetos como a criação de identidades únicas e passwords e a forma como se regista a atividade do utilizador.

O registo HIPAA permite-lhe monitorar a atividade do utilizador, como por exemplo alterações a base de dados demográfica do cliente, e também ações que têm como base a própria base de dados, tais como audiogramas e adaptações.

Quando abre uma vista de registo HIPAA, pode ver a lista de atividades. Pode filtrar a lista de diferentes formas:

- **Data, hora:** Selecione uma data e/ou hora para exibir apenas entradas relativas a essa data/hora.
- **Atividade:** Selecione a atividade para a qual deseja ver entradas. A lista é atualizada imediatamente para exibir apenas o tipo de atividade selecionada.

Se quiser desativar o registo HIPAA assinala a caixa de seleção *Desativar registo HIPPA*.

Também pode seleccionar *Exportar* para exportar o registo HIPPA. Pode abrir o ficheiro exportado em qualquer editor de texto.

Este documento é fornecido em formato eletrónico. Uma versão em papel destas instruções pode ser solicitada sem custo adicional em <http://widex.pro/gps-startup-guide>, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento também está disponível em <http://widex.pro/gps-startup-guide>.

© Widex. Todos os direitos reservados

Versão do documento: 4.0. Emitida: 2020-05