


AD528 オーディオメータ



- ◆ 場所を取らないコンパクト設計 軽量なので持ち運びにも最適
- ◆ 基本はしっかり 気骨導マスキングに加え、語音聴力測定も可能
- ◆ 便利な内蔵語音音源を採用
- ◆ 安心の日本語表示
- ◆ トークフォワードトークバック機能で、測定中のコミュニケーションもスムーズ
- ◆ 各種測定設定で操作者ごとに使いやすい設定を選択

※ライセンス追加によりNOAHへのオーディオグラム転送が可能

※オーディオカップ（遮音）仕様標準で外出時の測定も簡単



【規格】

JIS T 1201-1:2020
 JIS T 0601-1:2017/JIS T 0601-1-2:2018
 JIS T 2304:2017/JIS T 14971:2020

【測定音種】

純音、ワープルトーン、内臓語音、肉声、外部入力

【マスキング音種】

純音聴力測定時：狭帯域ノイズ又はホワイトノイズ
 語音聴力測定時：スピーチノイズ又はホワイトノイズ

【出力】

気導イヤホン、骨導、音場（FF1、FF2）、
 インサートイヤホン、インサートマスキング
 ※音場測定には別途アンプ、スピーカーが必要
 ※インサートイヤホン/インサートマスキングはオプション

周波数及び聴力レベル

周波数 (Hz)	気導 (カップ) DD65v2	気導 DD45	骨導 B71	マスキング NB DD65v2
125	85	90		75
250	100	110	45	90
500	110	120	65	100
750	115	120	70	105
1,000	115	120	70	105
1,500	115	120	70	105
2,000	115	120	75	105
3,000	115	120	80	105
4,000	110	120	80	100
6,000	100	115	50	90
8,000	95	110	50	85

単位：dBHL

dBステップ：1、2、5dB

【コミュニケーション】

トークフォワード
 トークバック（別売）

【テスト】

自動聴力、Stenger
 ABLB*、SISI*、Békésy*、Speech in noise／両耳
 語音*、Tone in Noise*、Weber*
 *はオプション

【ディスプレイ】

5インチカラーディスプレイ 480×272

【電源（ACアダプタ）】

入力：100-240VAC 50/60Hz、500mA
 出力：12.0VDC 2.0A

【本体寸法・重量】

36×28×11cm（W×D×H）・1.5kg

【一般名称】

純音オーディオメータ

【販売名称】

AD528 オーディオメータ

【認証番号】

304AFBZX00057000

【製造販売業者】

ワイデックス株式会社
 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2
 浜松町262ビル6F
 TEL 03-4263-1967 FAX 03-6435-6247
 第2種医療機器製造販売業許可番号 13B2X00020

【製造業者】

インターアコースティクス（デンマーク）
 ワイデックス株式会社

【標準付属品】

DD65 v2ヘッドフォン 1式
 B71骨導レシーバ 1式
 レスポンススイッチ 1個
 ACアダプタ 1個
 ※DD45仕様も選択できます

【別売オプション】

Syncライセンス
 インサートイヤホン
 トークバックマイク
 モニターヘッドセット
 キャリアケース

※本仕様は予告なく変更することがございます

お問い合わせ先

ワイデックス株式会社 カスタマーサービス
 Free Call 00777-81810
 TEL 046-289-0235 FAX 046-207-2919

