

WIDEX DAILY™ パワー耳かけ型補聴器 TRUE ISP 搭載

DAILY50



WIDEX DAILY は、独自のワイヤレス通信技術ワイデックスリンクとTRUE ISPを搭載しています。
ボリュームコントロール、プログラム切替ボタンとテレコイルを標準装備。
空気電池PR48 (13タイプ) を使用。


中度から高度難聴向け

基本機能

- ・ TRUE 統合信号処理 (ISP)
- ・ ツールー インプット テクノロジー 113 dB SPL
- ・ ワイデックスリンクーワイヤレス通信
- ・ 様々な耳せんに対応


主な特長	DAILY50 (D05)
処理チャンネル数	3
フィッティングチャンネル数	4
ロケーター	○
アクティブフィードバック キャンセリング	○
順応機能	○
語音強化システム (SIS) 騒音制御	最小
両耳協調 ボリューム調整、プログラム切替	○
プログラム数	3
スマートスピーク	○
スマートトーン	○
ゼン	○
CROS FA/FS 対応	○
DEX 対応	なし

フィッティングレンジ




D-FA P


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧* (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性* (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル特性* (磁界の強さ 31.6mA/m)



イヤシミュレーターによる測定

規準周波数	2500Hz	
90dB最大出力音圧レベル*	500Hz	129 dB SPL
	2500Hz	133 dB SPL
	ピーク	139 dB SPL 以下
最大音響利得 (50dB入力)	70 dB	
全高調波ひずみ*	500Hz	4.0% 以下
	800Hz	2.0% 以下
	1600Hz	2.0% 以下
等価入力雑音レベル*	25 dB SPL 以下	
消費電流*	1.1mA 以下	
誘導コイル入力最大感度	102 dB	

*テストモード1で測定