

WIDEX DAILY™ RIC補聴器 プレシーバー TRUE ISP 搭載


DAILY50



WIDEX DAILY は、独自のワイヤレス通信技術ワイデックスリンクとTRUE ISPを搭載しています。プログラム切替ボタンとテレコイルを標準装備。空気電池PR41 (312タイプ) を使用。

中度から高度難聴向け

フィッティングレンジ



基本機能


- ・ TRUE 統合信号処理 (ISP)
- ・ ツールー インプット テクノロジー 113 dB SPL
- ・ ワイデックスリンクワイヤレス通信
- ・ 様々なイヤワイヤ、耳せんに対応

| 主な特長 | DAILY50 (D05) |
|-----------------------|---------------|
| 処理チャンネル数 | 3 |
| フィッティングチャンネル数 | 4 |
| ロケータ | ○ |
| アクティブフィードバック キャンセリング | ○ |
| 順応機能 | ○ |
| 語音強化システム (SIS) 騒音制御 | 最小 |
| 両耳協調 ボリューム調整、プログラム切替え | ○ |
| プログラム数 | 3 |
| スマート スピーク | ○ |
| スマート トーン | ○ |
| ゼン | ○ |
| CROS FA/FS 対応 | ○ |
| DEX 対応 | なし |


防塵防水保護等級 IP58

D-FS-P


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧* (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性* (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル特性* (磁界の強さ 31.6mA/m)



イヤシミュレーターによる測定

| | | |
|-----------------|-------------|---------------|
| 規準周波数 | 2500Hz | |
| 90dB最大出力音圧レベル* | 500Hz | 123 dB SPL |
| | 2500Hz | 131 dB SPL |
| | ピーク | 138 dB SPL 以下 |
| 最大音響利得 (50dB入力) | 69 dB | |
| 全高調波ひずみ* | 500Hz | 2.0% 以下 |
| | 800Hz | 3.0% 以下 |
| | 1600Hz | 2.0% 以下 |
| 等価入力雑音レベル* | 24dB SPL 以下 | |
| 消費電流* | 1.30mA 以下 | |
| 誘導コイル入力最大感度 | 94 dB | |

*テストモード1で測定