

WIDEX DAILY™ パワー耳かけ型補聴器 TRUE ISP 搭載

DAILY100



WIDEX DAILY は、独自のワイヤレス通信技術ワイデックスリンクとTRUE ISPを搭載しています。
ボリュームコントロール、プログラム切替ボタンとテレコイルを標準装備。
空気電池PR48 (13タイプ) を使用。


中度から高度難聴向け

基本機能

- ・ TRUE 統合信号処理 (ISP)
- ・ ツールー インプット テクノロジー 113 dB SPL
- ・ ワイデックスリンクーワイヤレス通信
- ・ 様々な耳せんに対応


| 主な特長 | DAILY100 (D10) |
|-----------------------|----------------|
| 処理チャンネル数 | 3 |
| フィッティングチャンネル数 | 4 |
| ロケーター | ○ |
| アクティブフィードバック キャンセリング | ○ |
| 順応機能 | ○ |
| 語音強化システム (SIS) 騒音制御 | ○ |
| 両耳協調 ボリューム調整、プログラム切替え | ○ |
| プログラム数 | 3 |
| スマートスピーク | ○ |
| スマートトーン | ○ |
| ゼン | ○ |
| CROS FA/FS 対応 | ○ |
| DEX 対応 | ○ |

フィッティングレンジ




D-FA P


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧* (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性* (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル特性* (磁界の強さ 31.6mA/m)



イヤシミュレーターによる測定

| | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 規準周波数 | 2500Hz | |
| 90dB最大出力音圧レベル* | 500Hz | 129 dB SPL |
| | 2500Hz | 133 dB SPL |
| | ピーク | 139 dB SPL 以下 |
| 最大音響利得 (50dB入力) | 70 dB | |
| 全高調波ひずみ* | 500Hz | 4.0% 以下 |
| | 800Hz | 2.0% 以下 |
| | 1600Hz | 2.0% 以下 |
| 等価入力雑音レベル* | 25 dB SPL 以下 | |
| 消費電流* | 1.1mA 以下 | |
| 誘導コイル入力最大感度 | 102 dB | |

*テストモード1で測定