




例えばこのような場面で会話が聴き取りにくくてお困りの方…

# WIDEX CROSで 左右両方からの音を 聞くことができます。

片側の耳が聞こえない方は、生活上の大切な音を聞き逃している可能性があります。片側の耳が全く聞こえない(一側聾)、あるいはほとんど聞こえない方でもWIDEX CROSを使えば、聞こえにくい耳側の音を、聞こえる耳に届けることができます。



今まで、聞こえにくかった音に気付くことができるようになり、会話などの聴き取りも改善されます。そして、なにより左右両方からの音を楽しむことができるようになります。

## WIDEX CROS [クロス]とは?

聞こえにくい側の耳に、送信器(WIDEX CROS)を、聞こえる側の耳に対応する補聴器を装着して使います。

CROS送信器が拾った音を無線通信により、瞬時に補聴器に届けるシステムです。

WIDEX CROSは、送信器と補聴器を組み合わせで使います。

### 聞こえにくい側の耳に着ける 送信器

#### WIDEX CROS(クロス)

豊富なカラーバリエーションから選べます。 99,000円(税込)



長時間の  
装用も  
らくらく!

長持ち

電池寿命: 約150時間(FAは120時間)  
使用電池: PR41(312)

### 聞こえる側の耳に着ける 補聴器

120,000円(片耳・非課税)~



※一部対応できないモデルもあります。

お客様の聞こえに合ったモデルをご提案いたします。  
(すでにMOMENT、EVOKE、UNIQUE、ENJOYの内、  
いずれかをお持ちの方はそのまま使えます。)

### CROS対応補聴器

製品名	MOMENT				EVOKE						UNIQUE				ENJOY		
	RIC10	RIC312D	mRICRD	CIC/XPIM/IP	RIC10	F2	FM/FA/FP	BTE13D	CIC-M	CIC/XPIM/IP	PA/FS	FM/FA/FP	CIC-M	CIC/XPIM/IP	FS	FM/FA/FP	XP
CROS	●	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●

30を除く