














## 耳かけ型補聴器用フック&チューブ イヤチップ適用表 (2022年10月版)

	モデル / フック&チューブ (税込)	カスタムイヤチップ (非課税)	既製イヤチップ (税込)
EW フック & チューブ 対応	<b>BTE R D / BTE 13 D / BTE 13</b>  <p>V.2 EW フック&amp;チューブ (BTE R D/BTE 13 D/BTE 13用) 770円 種類：1.4mm径/0.9mm径 サイズ：0~4 (R/L別)</p> <p>V.2専用 イーチップロック 220円 アダプター V.2 EW フック&amp;チューブ用 330円</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>EW フック&amp;チューブ用 カスタムイヤチップ (オープン)</li> <li>V.2 EW フック&amp;チューブ用 カスタム イヤチップ (オープン)</li> </ul> <p>12,000円 カラー：ベージュのみ 納期：5営業日後</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>EW フック&amp;チューブ用 カスタム イヤチップ (ベント)</li> <li>V.2 EW フック&amp;チューブ用 カスタム イヤチップ (ベント)</li> </ul> <p>12,000円 カラー：ベージュのみ 納期：5営業日後</p>	 <p>EW オープン イヤチップ 330円 サイズ：XS / S / L</p>  <p>EW オープン・ラウンド イヤチップ 330円 サイズ：S / M / L</p>  <p>EW チューリップ イヤチップ 330円 サイズ：M / L</p>  <p>EW ラウンド イヤチップ 330円 サイズ：S / M / L</p>  <p>EW スリーブ・ベント イヤチップ 330円 サイズ：XS / S / M / L</p>  <p>EW ダブルドームイヤチップ 330円 サイズ：XS / S / M / L</p>  <p>EW スリーブ・パワー イヤチップ 330円 サイズ：XS / S / M / L</p>
	<b>BTE 312 / FM / FA</b>  <p>EW フック&amp;チューブ (BTE 312/FM/FA用) 550円 種類：1.4mm径/0.9mm径 サイズ：0~4 (R/L別)</p> <p>イーチップロック 110円</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>EW フック&amp;チューブ用 EX カスタム イヤチップ</li> <li>V.2 EW フック&amp;チューブ用 EX カスタム イヤチップ</li> </ul> <p>12,000円 カラー：ベージュのみ 納期：5営業日後 注1</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>EW フック&amp;チューブ用 カスタム ソフトイヤチップ</li> <li>V.2 EW フック&amp;チューブ用 カスタム ソフトイヤチップ</li> </ul> <p>12,000円 カラー：13色 納期：6営業日後 注2</p> <p>※V.2 カスタム イヤチップは、 BTE R D、BTE 13 D、BTE 13に 対応します。</p>	

注1：使用ワックスガードは、ナノケアワックスガード

注2：オープンタイプは製作不可

・カスタムイヤチップは非課税、その他フック&チューブ、イーチップロック、既製イヤチップは税込表示です。

・BTE R D、BTE 13 及びBTE 13Dモデルには、V.2 EW フック&チューブが対応し、装着の際は専用のアダプター V.2 EW フック&チューブ用が必要となります。

・FA及びFMモデルには「EWフック&チューブ」が対応します。