

片手で簡単操作。  
医療施設、  
教育施設に最適。

幼・小児用オーディオメータ **PA5**

# Pediatric Audiometer **PA5**

[ピーエーファイブ]



- 各種測定音搭載
  - ・ウォーブルトーン
  - ・ナローバンドノイズ(NB)
  - ・ホワイトノイズ(WN)
- 軽量コンパクト、片手での操作可能
- 光提示機能
- サイレントスイッチ
- オートオフ機能
- シングルイヤホン(別売)による聴力測定

本器は音場で使用するオーディオメータです。  
幼・小児向けの聴力検査、BOA(聴性行動反応)  
テスト、COR(条件詮索反応)テストに使用で  
きます。

また補聴器装用者に測定音を提示することで、  
簡易的な補聴効果測定に使用することが可  
能です。



**Interacoustics**

**規格:** JIST1201-1: タイプ5

**寸法:** 25×7×5±0.5cm (L×W×H)

**重量:** 360g±10g・・・(電池搭載時)

**電源:** 単3形×3本

**電池寿命:** スイッチオフ時: 約12ヵ月

80dB HL連続提示時: 約10時間

80dB HL連続提示、光同時提示時: 約4時間

**光提示:** 3点LED 点滅間隔5Hz

**ウォーブルトーン周波数:** 5Hz±5%

**測定音・光提示:** サイレントスイッチ

**測定音種:** ウォーブルトーン、ナローバンドノイズ、ホワイトノイズ

**提示周波数:** 500/1000/2000/3000/4000Hz

**最大提示聴力レベル**(測定距離50cm時):

ウォーブルトーン、ホワイトノイズ: 80dB HL

ナローバンドノイズ: 70dB HL

**測定距離16cm時:** 表示聴力レベル+10dB

**測定音間隔:** ウォーブルトーン、ホワイトノイズ  
(40-80dB HL時): 10dBステップ

**標準付属品:** 単3形電池×3本

PA5用キャリングバッグ

**別売オプション:** シングルイヤホン



\*本仕様は予告無く変更することがあります。



# Interacoustics

## 幼・小児用オーディオメータ PA5



一般名称: 手動式オーディオメータ

販売名称: PA5オーディオメータ

認証番号: 220AFBZX00214000

WS オーディオロジージャパン株式会社  
医療機器製造販売業許可番号: 14B2X00018

製造業者:  
インターアコースティクス (デンマーク)

お問い合わせ先:  
WS オーディオロジージャパン株式会社  
ワイデックス補聴器 販売店様専用窓口  
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビルB館5階  
TEL: 046-289-0235 FAX: 046-207-2919

**WIDEX**

08.2025