

【製作指示書記入例】

記入方法

- ①対応の器種をご確認ください。
- ②レシーバーの種類をご確認ください。
- ③材質/タイプ/音口/チューブ径などをご確認ください。
- ④装用耳を☑してください。
- ⑤レシーバーのご注文と一緒にされる場合は、注文記入欄に必要事項をご記入ください。
※ 補聴器と一緒にご注文がお済みの場合は重複しての記入は必要ありません。
- ⑥修理・再作依頼の際は該当記入欄をご記入ください。

EXカスタムイヤチップは、従来型より耳道部分を長めに作製することが出来ます。

お取扱店名/電話番号/お客様氏名/ご年齢を必ずご記入ください。

① (販売店様控)

ワイデックスフレックス製作指示書



・このページはお店の控えとして保管してください。

※お耳の形状(耳道の曲がりや、細い等)によっては製作できない場合があります。

お取扱店名	様	フリガナ
電話番号		お客様氏名 様
ご発注日	月 日 日 担当	生年月日 西暦 年 月 日 才

レシーバーケースが樹脂製(灰色)

V2・EW
レシーバーケースが金属製(ステンレス)

チューブ径の違い(0.9/1.4)で、聴力適合範囲が変わります。

拡張タイプは、標準タイプに比べ音道が長く、出力周波数特性のピークが1kHz付近にくるようになっています。

対応モデル	レシーバー/フック&チューブ 注1	EW カスタムイヤチップ 12,000円				EW EXカスタムイヤチップ 12,000円			
		材料	オプション	左	右	材料	左	右	
PA	EW S (イヤ付付) 長さ:0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐	
RIC 10		ソフト	—	☐	☐		☐	☐	
FS	EW M (イヤ付付) 長さ:0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐	
F2		オプション	☐	☐	☐		☐	☐	
RIC 312 D	ソフト	—	☐	☐	☐				
		ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐	
FS F2	EW P (イヤ付付) 長さ:0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐	
RIC 312 D		ソフト	—	☐	☐		☐	☐	
SmartRIC R D	V.2・EW M (イヤ付付) 長さ:0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐	
sRIC R D		オプション	☐	☐	☐		☐	☐	
mRIC R D	V.2・EW P (イヤ付付) 長さ:0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐	
		ソフト	—	☐	☐		☐	☐	
FA	EWフック & チューブ 長さ:0~4	0.9	1.4	—	☐	0.9	☐	☐	
FM		☐	☐	オプション	☐	ハード	1.4	☐	☐
BTE 312	長さ:0~4	ソフト	—	☐	☐				
BTE R D	V.2・EW フック & チューブ 長さ:0~4	0.9	1.4	—	☐	0.9	☐	☐	
BTE 13 D		ハード	☐	☐	オプション	☐	ハード	1.4	☐
BTE 13	ソフト	☐	☐	☐	☐				
カスタムイヤチップ 15,000円									
		材料	前選			左	右		
FS	HP 長さ:2~5	ハード	標準			☐	☐		
F2			拡張 (EX印刷)			☐	☐		
RIC 312 D	HP (イヤ付付)	ソフト	標準			☐	☐		

※カスタムイヤチップ、イヤチップは非課税、他は税込みの価格です。
※ベントは耳型・オーディオグラムを参考に弊社で設定いたします。ソフトタイプはベント無しが標準です。ベントを付ける際は薄ベントとなります。
※ハードタイプはベージュ色での製作となります。
※フック&チューブのご注文も下記にて承ります。EWフック&チューブ2本1セット1,100円。9用4本1セット2,640円。m/FA用4本1セット2,200円。
V.2・EWフック&チューブ2本1セット1,540円。
※イヤワイヤ付レシーバーの価格は全て13,200円です。
※ハード用HPレシーバーは8,800円+イヤワイヤRITEは2本1セットで8,800円となります。
※レシーバー/フック&チューブと一緒にご注文の際は下記に詳細をご記入ください。補聴器と一緒にすでにご注文がお済みの場合は、重複してのご注文は必要ありません。

レシーバーその他のご注文	
補聴器種別	レシーバー名/フック&チューブ名
【記入例】	
sRIC R D	V.2・EW M 2 L (2は長さ、Lは装用耳)

ソフトタイプ カラー選択	
・クリア ・クリアピンク ・ピンク ・ブルー ・ベージュ ・ブラック	
・蛍光レッド ・蛍光ブルー	
左	右

純音オーディオグラム					
周波数 (Hz)	500	1000	2000	4000	8000
気導					
骨導					

☐ 修理 ☐ 再作 (無償修理・無償再作期間: 新規製作から90日以内)	
【 装用感 】	【 装着 】
左 右 入らない	左 右 常時
☐ 先導が強い	☐ 静かな時
☐ たんたん響く	☐ 会話や食事の時
☐ 振ってくる	
☐ ゆるい	
☐ きつい	
【 その他依頼内容 】	
製作・修理・再作についてのご要望事項	
「こもり感が強い」「医師の指示でベントが必要」等、注意点がある場合はご記入ください。	

個人情報取り扱いについて: 販売店様からご提供いただいた個人情報は本指示書にてご注文された製品の製造のみに利用いたします。また、製品品質の向上を目的とし個人を特定しない統計情報のみ利用させていただきます。

レシーバー、その他のご注文がある場合※

ソフトタイプをご希望の場合、カラーをご指定ください。

純音オーディオグラムをご記入ください。

修理・再作依頼記入欄。該当項目に☑を入れてください。

製作・修理・再作についてのご要望、注意点などの記入欄

・このページはお店の控えとして保管してください。

※お耳の形状（耳道の曲りがきつい、細い等）によっては製作できない場合があります。

お取扱店名	様		
電話番号			
ご発注日	月 日	ご担当	様

フリガナ			
お客様氏名 様			
生年月日	西暦	年 月 日	才

対応モデル	レシーバー/ フック&チューブ 注1	EW カスタマイヤチップ 12,000円				EW EXカスタマイヤチップ 12,000円				
		材料		オープン	左	右	材料	左	右	
PA RIC 10	EW S (イヤワイ付) 長さ:0~4	ハード		—	☐	☐	ハード	☐	☐	
FS				オープン	☐	☐				
F2 RIC 312 D	EW M (イヤワイ付) 長さ:0~4	ハード		—	☐	☐	ハード	☐	☐	
				オープン	☐	☐				
		ソフト		—	☐	☐				
FS F2 RIC 312 D	EW P (イヤワイ付) 長さ:0~4	ハード		—	☐	☐	ハード	☐	☐	
		ソフト		—	☐	☐				
SmartRIC R D sRIC R D	V.2・EW M (イヤワイ付) 長さ: 0~4	ハード		—	☐	☐	ハード	☐	☐	
				オープン	☐	☐				
mRIC R D	V.2・EW P (イヤワイ付) 長さ: 0~4	ハード		—	☐	☐	ハード	☐	☐	
		ソフト		—	☐	☐				
FA FM BTE 312	EWフック & チューブ 長さ:0~4	ハード	0.9 1.4	—	☐	☐	ハード	0.9	☐	☐
			☐	オープン	☐	☐		1.4		
			ソフト	☐	☐	—	☐	☐	☐	
BTE R D BTE 13 D BTE 13	V.2・EW フック & チューブ 長さ:0~4	ハード	0.9 1.4	—	☐	☐	ハード	0.9	☐	☐
			☐	オープン	☐	☐		1.4		
			ソフト	☐	☐	—	☐	☐	☐	
		カスタマイヤモールド 15,000円								
		材料		音道				左	右	
FS F2 RIC 312 D	HP 長さ:-2~5 HP (イヤワイ付) 長さ:0~5	ハード		標準				☐	☐	
				拡張 (EX刻印)				☐	☐	
		ソフト		標準				☐	☐	

※カスタマイヤチップ、イヤモールドは非課税、他は税込みの価格です。
※ベントは耳型・オージオグラムを参考に弊社で設定いたします。ソフトタイプはベント無しが標準です。ベントを付ける際は溝ベントとなります。
※ハードタイプはベージュ色での製作となります。
※フック&チューブのご注文も下記にて承ります。EWフック&チューブ2本1セット1,100円。9用4本1セット2,640円。m/FA用4本1セット2,200円。V.2.EWフック&チューブ2本1セット1,540円。
※イヤワイヤ付レシーバーの価格は全て13,200円です。
※ハード用HPLレシーバーは8,800円＋イヤワイヤRITEは2本1セットで8,800円となります。
※レシーバー/フック&チューブと一緒にご注文の際は下記に詳細をご記入ください。補聴器と一緒にすでにご注文がお済みの場合は、重複してのご注文は必要ありません。

レシーバーその他のご注文	
補聴器種名	レシーバー名/フック&チューブ名
【記入例】 sRIC R D	V.2.EW M 2 L (2は長さ、Lは装用耳)

ソフトタイプ カラー選択	
・クリア ・クリアピンク ・ピンク ・ブルー ・ベージュ ・ブラック ・蛍光レッド ・蛍光ブルー	
左	右

純音オージオグラム					
周波数 (Hz)	500	1000	2000	4000	8000
気導	右				
	左				

☐ 修理 ☐ 再作 （無償修理・無償再作期間：新規製作から90日以内）

【 装用感 】	【 ハウリング 】	【 こもる 】	【 ひびく 】	【その他ご依頼内容】
左 右 ☐ ☐ 入らない ☐ ☐ 先端が痛い ☐ ☐ だんだん痛くなる ☐ ☐ 抜けてくる ☐ ☐ ゆるい ☐ ☐ きつい	左 右 ☐ ☐ 常時 ☐ ☐ 静かな時 ☐ ☐ 会話や食事の時	左 右 ☐ ☐ 自分の声 ☐ ☐ 周りの声	左 右 ☐ ☐ 自分の声 ☐ ☐ 周りの声	
製作・修理・再作についてのご要望事項				
「こもり感が強い」「医師の指示でベントが必要」等、注意点がある場合はご記入ください。				

個人情報取り扱いについて：販売店様からご提供いただいた個人情報は本指示書にてご注文された製品の製造のみに利用いたします。
また、製品品質の向上を目的とし個人を特定しない統計情報のみ利用させていただく場合がございます。

お取扱店名	様		
電話番号			
ご発注日	月 日	ご担当	様

付属品

受付日	月 日	箱番号	
予定日	月 日		
フリガナ			
お客様氏名			様
生年月日	西暦 年 月 日	オ	

対応モデル	レシーバー/ フック&チューブ 注1	EW カスタムイヤチップ 12,000円				EW EXカスタムイヤチップ 12,000円				
		材料	オープン	左	右	材料	左	右		
PA RIC 10 FS	EW S (イヤ付付) 長さ:0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
			オープン	☐	☐					
F2 RIC 312 D	EW M (イヤ付付) 長さ:0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
			オープン	☐	☐					
		ソフト	—	☐	☐					
FS F2 RIC 312 D	EW P (イヤ付付) 長さ:0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
		ソフト	—	☐	☐					
SmartRIC R D sRIC R D mRIC R D	V.2・EW M (イヤ付付) 長さ: 0~4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
			オープン	☐	☐					
		ソフト	—	☐	☐					
FA FM BTE 312	EWフック & チューブ 長さ:0~4	ハード	0.9 1.4	—	☐	ハード	0.9	☐	☐	
			☐	オープン	☐		1.4			☐
		ソフト	☐	☐	—	☐	☐	☐		
BTE R D BTE 13 D BTE 13	V.2・EW フック & チューブ 長さ:0~4	ハード	0.9 1.4	—	☐	ハード	0.9	☐	☐	
	☐		オープン	☐	☐		1.4			☐
	ソフト		☐	☐	—		☐			☐
		カスタムイヤモールド 15,000円								
		材料	音道				左	右		
FS F2 RIC 312 D	HP 長さ:-2~5	ハード	標準				☐	☐		
			拡張（EX刻印）				☐	☐		
	HP (イヤ付付) 長さ:0~5	ソフト	標準				☐	☐		

※カスタムイヤチップ、イヤモールドは非課税、他は税込みの価格です。
※ベントは耳型・オージオグラムを参考に弊社で設定いたします。ソフトタイプはベント無しが標準です。ベントを付ける際は溝ベントとなります。
※ハードタイプはベージュ色での製作となります。
※フック&チューブのご注文も下記にて承ります。EWフック&チューブ2本1セット1,100円。9用4本1セット2,640円。m/FA用4本1セット2,200円。V.2.EWフック&チューブ2本1セット1,540円。
※イヤワイヤ付レシーバーの価格は全て13,200円です。
※ハード用HPLレシーバーは8,800円 + イヤワイヤRITEは2本1セットで8,800円となります。
※レシーバー/フック&チューブと一緒にご注文の際は下記に詳細をご記入ください。補聴器と一緒にすでにご注文がお済みの場合は、重複してのご注文は必要ありません。

レシーバーその他のご注文	
補聴器種名	レシーバー名/フック&チューブ名
【記入例】 sRIC R D	V.2.EW M 2 L (2は長さ、Lは装用耳)

ソフトタイプ カラー選択	
・クリア ・クリアピンク ・ピンク ・ブルー ・ベージュ ・ブラック ・蛍光レッド ・蛍光ブルー	
左	右

純音オージオグラム					
周波数 (Hz)	500	1000	2000	4000	8000
気導	右				
	左				

☐ 修理 ☐ 再作 (無償修理・無償再作期間：新規製作から90日以内)

【 装用感 】	【 ハウリング 】	【 こもる 】	【 ひびく 】	【その他ご依頼内容】
左 右 ☐ ☐ 入らない ☐ ☐ 先端が痛い ☐ ☐ だんだん痛くなる ☐ ☐ 抜けてくる ☐ ☐ ゆるい ☐ ☐ きつい	左 右 ☐ ☐ 常時 ☐ ☐ 静かな時 ☐ ☐ 会話や食事の時	左 右 ☐ ☐ 自分の声 ☐ ☐ 周りの声	左 右 ☐ ☐ 自分の声 ☐ ☐ 周りの声	
製作・修理・再作についてのご要望事項				
「こもり感が強い」「医師の指示でベントが必要」等、注意点がある場合はご記入ください。				

お取扱店名	様		
電話番号			
ご発注日	月 日	ご担当	様

フリガナ			
お客様氏名 様			
生年月日	西暦	年 月 日	才

対応モデル	レシーバー/ フック&チューブ 注1	EW カスタムイヤチップ 12,000円				EW EXカスタムイヤチップ 12,000円				
		材料	オープン	左	右	材料	左	右		
PA	EW S (イヤワイ付) 長さ:0〜4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
RIC 10			オープン	☐	☐					
FS	EW M (イヤワイ付) 長さ:0〜4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
F2			オープン	☐	☐					
RIC 312 D		ソフト	—	☐	☐					
FS F2	EW P (イヤワイ付) 長さ:0〜4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
RIC 312 D		ソフト	—	☐	☐					
SmartRIC R D	V.2・EW M (イヤワイ付) 長さ: 0〜4	ハード	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
			オープン	☐	☐					
	sRIC R D	ソフト	—	☐	☐	ハード	☐	☐		
	mRIC R D		ハード	—	☐				☐	
FA	EWフック & チューブ 長さ:0〜4	ハード	0.9 1.4	—	☐	☐	ハード	0.9	☐	☐
			☐	オープン	☐	☐		1.4		
		FM	ソフト	☐	☐	—	☐	☐		
BTE 312										
BTE R D	V.2・EW フック & チューブ 長さ:0〜4	ハード	0.9 1.4	—	☐	☐	ハード	0.9	☐	☐
BTE 13 D			☐	オープン	☐	☐		☐		
BTE 13		ソフト	☐	☐	—	☐		☐		
		カスタムイヤモールド 15,000円								
		材料	音道			左	右			
FS	HP 長さ:-2〜5	ハード	標準			☐	☐			
F2			拡張（EX刻印）			☐	☐			
RIC 312 D	HP (イヤワイ付) 長さ:0〜5	ソフト	標準			☐	☐			

※カスタムイヤチップ、イヤモールドは非課税、他は税込みの価格です。
※ベントは耳型・オーディオグラムを参考に弊社で設定いたします。ソフトタイプはベント無しが標準です。ベントを付ける際は溝ベントとなります。
※ハードタイプはページュ色での製作となります。
※フック&チューブのご注文も下記にて承ります。EWフック&チューブ2本1セット1,100円。9用4本1セット2,640円。m/FA用4本1セット2,200円。
V.2.EWフック&チューブ2本1セット1,540円。
※イヤワイヤ付レシーバーの価格は全て13,200円です。
※ハード用HPLレシーバーは8,800円＋イヤワイヤRITEは2本1セットで8,800円となります。
※レシーバー/フック&チューブと一緒にご注文の際は下記に詳細をご記入ください。補聴器と一緒にすでにご注文がお済みの場合は、重複してのご注文は必要ありません。

レシーバーその他のご注文	
補聴器種名	レシーバー名/フック&チューブ名
【記入例】 sRIC R D	V.2.EW M 2 L (2は長さ、Lは装用耳)

ソフトタイプ カラー選択	
・クリア ・クリアピンク ・ピンク ・ブルー ・ページュ ・ブラック ・蛍光レッド ・蛍光ブルー	
左	右

純音オーディオグラム					
周波数 (Hz)	500	1000	2000	4000	8000
気導	右				
	左				

☐ 修理 ☐ 再作 （無償修理・無償再作期間：新規製作から90日以内）

【 装用感 】	【 ハウリング 】	【 こもる 】	【 ひびく 】	【その他ご依頼内容】
左 右 ☐ ☐ 入らない ☐ ☐ 先端が痛い ☐ ☐ だんだん痛くなる ☐ ☐ 抜けてくる ☐ ☐ ゆるい ☐ ☐ きつい	左 右 ☐ ☐ 常時 ☐ ☐ 静かな時 ☐ ☐ 会話や食事の時	左 右 ☐ ☐ 自分の声 ☐ ☐ 周りの声	左 右 ☐ ☐ 自分の声 ☐ ☐ 周りの声	
製作・修理・再作についてのご要望事項				
「こもり感が強い」「医師の指示でベントが必要」等、注意点がある場合はご記入ください。				

個人情報取り扱いについて：販売店様からご提供いただいた個人情報は本指示書にてご注文された製品の製造のみに利用いたします。
また、製品品質の向上を目的とし個人を特定しない統計情報のみ利用させていただく場合がございます。