

耳かけ型イヤモード製作指示書

WIDEX

2026年2月版

ご注文に際してのお願い

- この注文書は2枚綴りになっております。1枚目は貴店の控えとして保管し、2枚目のメーカー控えを耳型（インプレッション）と一緒にお送りください。
- 耳型は片耳につき2個お送りください。
- 納期につきましては**弊社受付日を含め5営業日後**の発送となります。
例：「月曜日弊社受付→金曜日発送」「火曜日弊社受付→翌週月曜日発送」

ご注文に際しての注意点

- お客様のお耳の形状(耳道の曲がりがかたい、細い等)によっては製作できない場合があります。
- 修理・再作をご依頼いただく場合は、
不適合となりましたイヤモード、新たに採取した耳型、修理・再作依頼書をお送りください。
- 材質変更、形状変更、カラー変更は再作の対象外です。
- イヤモードの**再作の受付期間は90日**となります。

- 耳かけ型イヤモードのご注文に関するお問い合わせ

WSオーディオロジージャパン株式会社 ワイデックス補聴器 カスタマーサービス



TEL 00777-81810 / FAX 00777-81811

又は、TEL 046-289-0235 / FAX 046-207-2919

ワイデックス補聴器

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1
三機大和ビル5F

耳かけ型用イヤモールド製作指示書



①(販売店様控え)

貴店コード	C			※送り状記載のコードをご記入ください(9桁)
貴店名	様			
電話番号				
ご発注日	月	日	ご担当	様



※詳しい仕様等は右のQRコードから確認ができます。
 ※修理・再作のご依頼は別途「修理・再作依頼書」をご使用ください。

お客様名	フリガナ			
	様			
生年月日	西暦	年	月	日()才
	性別	男・女		

※お耳の形状(耳道の曲りがきつい、細い等)によっては製作できない場合があります。

対応モデル	形状		アクリルハード		アクリルソフト		シリコン/40		シリコン/70		
			左	右	左	右	左	右	左	右	
【充電式】 BTE R D 【電池式】 FM FA BTE 312 FP BTE 13 D BTE 13	ミニカナル	小		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	カナル	↑ サイズ ↓		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	セミカナル					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	スタンダード	大		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	スケルトン			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
カラーオプション ※チェックのないものはクリア(標準色)となります				<input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> クリアピンク <input type="checkbox"/> ベージュ	<input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> ピンク <input type="checkbox"/> ベージュ <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー	<input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> クリアピンク <input type="checkbox"/> ベージュ <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー	<input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> クリアピンク <input type="checkbox"/> ベージュ <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー				

※シリコンの40は70に比べて柔らかく、装着時の圧迫感が少なくなりますが、耐用年数が短くなります。

ベントサイズ <small>※チェックが無い場合は「ベントなし」での製作となります</small>	左	右
無し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XS (1.0mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S (1.5mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M (2.0mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
メーカー一任	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

純音オーディオグラム						
周波数(Hz)		500	1000	2000	4000	8000
気導	右					
	左					

その他、ご要望ご連絡事項

個人情報の取り扱いについて
販売店様から提供いただいた個人情報はイヤモールドの製造のみに利用いたします。 また、製品品質の参考のため、個人を特定しない統計情報のみ利用させていただく場合がございます。

2507 4×10×300

耳かけ型用イヤモード製作指示書



②(メーカー控え)

貴店コード	C			※送り状記載のコードをご記入ください(9桁)
貴店名	様			
電話番号				
ご発注日	月	日	ご担当	様



※詳しい仕様等は右のQRコードから確認ができます。
 ※修理・再作のご依頼は別途「修理・再作依頼書」をご使用ください。

お客様名	フリガナ					
		様				
生年月日	西暦	年	月	日()才	性別	男・女

※お耳の形状(耳道の曲りがきつい、細い等)によっては製作できない場合があります。

対応モデル	形状		アクリルハード		アクリルソフト		シリコン/40		シリコン/70		
			左	右	左	右	左	右	左	右	
【充電式】 BTE R D 【電池式】 FM FA BTE 312 FP BTE 13 D BTE 13	ミニカナル	小		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	カナル	↑ サイズ ↓		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	セミカナル					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	スタンダード	大		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	スケルトン			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
カラーオプション ※チェックのないものはクリア(標準色)となります			<input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> クリアピンク <input type="checkbox"/> ベージュ	<input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> ピンク <input type="checkbox"/> ベージュ <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー	<input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> クリアピンク <input type="checkbox"/> ベージュ <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー	<input type="checkbox"/> クリア <input type="checkbox"/> クリアピンク <input type="checkbox"/> ベージュ <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> ブルー					

※シリコンの40は70に比べて柔らかく、装着時の圧迫感が少なくなりますが、耐用年数が短くなります。

ベントサイズ <small>※チェックが無い場合は「ベントなし」での製作となります</small>	左	右
無し	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XS (1.0mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S (1.5mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M (2.0mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
メーカー一任	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

純音オーディオグラム						
周波数(Hz)		500	1000	2000	4000	8000
気導	右					
	左					

その他、ご要望ご連絡事項

2507 4×10×300