

オーダーメイド電池式補聴器製作指示書

①販売店様控え			
貴店コード	C	※送り状記載のコードをご記入ください（9桁）	
貴店名	様		
電話番号			
ご発注日	年 月 日	ご担当	様

お客様名	フリガナ		
			様
生年月日	西暦	年 月 日（ ）	才 男 女

ご注文いただく器種名を下記「シリーズ」「クラス」欄にご記入いただき、該当する仕様を○で囲んでください。

シリーズ		クラス		モデル	☐ CIC / ☐ CIC-M / ☐ XP / ☐ IM / ☐ IP ※【MAGNIFY非対応】	延長/紛失保証購入	☐		
装用耳	☐ 左・ ☐ 右	テレコイル(XP)	☐ 有	ボリューム(IM/IP)	☐ 左・ ☐ 右	プログラムボタン(IM/IP)	☐ 左・ ☐ 右	レシーバー(CIC/CIC-M)	☐ 80・ ☐ 90

- IM/IPは、ボリューム・プログラムボタンを付けると形状が大きくなります。
- レシーバー90は、80と比較して出力は大きくなりますが形状も大きくなります。
- テレコイル付きは、形状が大きくなります。

お耳の状態					
硬さ	☐ 柔らかい	☐ 普通	☐ 硬い	手術経験	☐ あり（ ☐ 左 ☐ 右）
耳垢	☐ 柔らかい	☐ 普通	☐ 水っぽい	鼓膜穿孔	☐ あり（ ☐ 左 ☐ 右）
その他	☐ しわが多い	☐ 耳毛が多い	☐ 耳がよく動く		

補聴器のご経験のない方：試聴時の状態				純音オーディオグラム（必ず記入をお願いします。）								
こもり感	☐ 強い	☐ 少しあり	☐ なし	周波数	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
補聴器のご経験のある方				気導	右							
メーカー名		器種			左							
使用年数				左								
耳あな型補聴器をお使いの方				骨導	右							
☐ 初回製作からシェルの調子が良い	バント仕様		バント径									
☐ 再作、修正してからシェルの調子が良い					左							
☐ 再作、修正してからシェルの調子が悪い					右							
☐ ハウリングする	☐ 抜けてくる	☐ 痛い										

バント仕様	左	右
標準（ホールバント）	☐	☐
先端段バント	☐	☐
溝バント	☐	☐
アイロス	☐	☐
CC（CICのみ）	☐	☐
Dバント	☐	☐
メーカー任	☐	☐

バントサイズ	左	右
無し	☐	☐
XS（1.0mm）	☐	☐
S（1.5mm）	☐	☐
M（2.0mm）	☐	☐
メーカー一任	☐	☐
ワックスガード	左	右
ナノケア（標準）	☐	☐
延長チューブ	☐	☐
メーカー一任	☐	☐

無料オプション	短め	長め
テグス（7mm）※1	☐ 要 / ☐ 不要	☐ 5mm ☐ 10mm
ループ（7mm）	☐ 要 / ☐ 不要	☐ 5mm ☐ 10mm
シェルネーム表示 ※2	☐ 要	
ノッチ（XPのみ）	☐ 要	
シェルグリップ	☐ 要	
シェル表面つや消し	☐ 要	
カラーマーク	☐ 要	
ツメ高ドア（XPのみ）	☐ 要	

※1 テグスまたはループに図が無い場合は
テグス標準（7mm）を取り付けて製作いたします。

※2 シェルネームはフリガナに記載された苗字を刻印いたします。

モデル	フェイスプレートカラー	シェルカラー				
		ページ B	モカ M	エスプレッソ E	レッド R	ブルー L
CIC CIC-M XP	右耳	ページ B	☐ BB (INT)		☐ BR (GLU)	
		モカ M		☐ MM (INT)	☐ MR (GLU)	
		エスプレッソ E		☐ EE (INT)	☐ ER (GLU)	
	左耳	ページ B	☐ BB (INT)			☐ BL (GLU)
		モカ M		☐ MM (INT)		☐ ML (GLU)
		エスプレッソ E		☐ EE (INT)		☐ EL (GLU)
IM/IP	右耳	ページ B	☐ BB (GLU)		☐ BR (GLU)	
	左耳	ページ B	☐ BB (GLU)			☐ BL (GLU)

※INTはインテグレート型、GLUはグレー（貼り付け）型のフェイスプレートとなります。
※カラーの選択欄にご記入が無い場合はフェイスプレート・シェル共にページでの作製となります。

個人情報の取り扱いについて
販売店様から提供いただいた個人情報は耳あな型補聴器の製造のみに利用いたします。 また、製品品質の参考のため、個人を特定しない統計情報のみ利用させていただく場合がございます。

・このページはお店の控えとして保管してください。・2枚目を弊社へお送りください。
WSオーディオロジジャパン株式会社 ワイデックス補聴器
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1三機大和ビル5F フリーコール：00777-81810 直通：046-289-0235 FAX：00777-81811 直通：046-207-2919

その他、ご要望ご連絡事項