

WIDEX MENU™10 ミニ耳かけ型補聴器



- 10チャンネル
- フレックス プラットフォーム

基本機能

- ハイレベル コンプレッション(HLC)
- 自動出力制限(AOC)
- ツールーサウンド スタビライザー
- 騒音制御(SIS)
- 指向性マイクロホン
無指向性/指向性の設定が可能
- 多指向 アクティブ フィードバック キャンセリング
- 2つのリスニングプログラムを設定可能
- スマート トーン

モデルによっては、下記の機能を搭載

- HDロケーター (スピーチ トレーサー)
- スピーチ エンハンサー
- サウンド ダイアリー
- スマートスピーク
- オーディビリティ エクステンダー(AE)
- ゼンプログラム
- リスニングプログラムの追加

その他

- テレコイル (標準装備)
- ボリューム コントロール (標準装備)
- FMシステム/外部入力対応
- リモコン対応 (リモコンは別売オプション)

フィッティングレンジ



