

WIDEX MENU™10 デジタルCIC/IIC補聴器



- 10チャンネル
- フレックス プラットフォーム

基本機能

- ハイレベル コンプレッション(HLC)
- 自動出力制限(AOC)
- ツールーサウンド スタビライザー
- 騒音制御(SIS)
- アクティブ フィードバック キャンセリング
- 2つのリスニングプログラムを設定可能
(リモコン使用の場合)
- スマート トーン

モデルによっては、下記の機能を搭載

- スピーチ エンハンサー
- サウンド ダイアリー
- スマート スピーク
- オーディビリティ エクステンダー(AE)
- ゼンプログラム
- リスニングプログラムの追加
(リモコン使用の場合)

その他

- リモコン対応 (リモコンは別売オプション)

フィッティングレンジ



