

WIDEX MAGNIFY™ RIC 312 D (S-レシーバー搭載)




WIDEX RIC 312 D は WIDEX MAGNIFY™ シリーズの製品です。WIDEX MAGNIFY™ プラットフォームを基に、TruAcoustics™ により、より優れた聞こえをお届けするこの補聴器では、すべてが新しいチップに統合されています。接続性も改善されました。

TruAcoustics™ により、RIC 312 D のフィッティングはかつてないほど容易になり、よりパワフルなパーソナライズされた聞こえをお届けします。

- ワイヤレスモバイルとの直接接続 (2.4 GHz)
- DEX 補助援助装置との互換性
- S-レシーバー使用
- PR41 電池 (サイズ 312) 使用
- TV PLAY に対応
- 保護等級 IP68
- 軽度から重度の難聴に対応

推奨されるフィッティングレンジ



標準技術

- WIDEX MAGNIFY™ プラットフォーム採用、パーソナルゲインインテグレーター
- 聞こえとフィッティングを向上させる TruAcoustics™

主な特長	440	330	220	110
性能
処理・調整チャンネル数	15	12	10	6
パーソナルゲインインテグレーターによる TruAcoustics™

接続性

2.4 GHz のコントロール (Android および iOS)
2.4 GHz の音声転送 (iOS) *
WidexLink と DEX 補聴援助装置**
テレコイル

iOS および Android 用アプリ

サウンドセンサー搭載 MAGNIFY アプリ
MAGNIFY アプリ
TONELINK アプリ
COM-DEX アプリ


機能

順応マネージャー
フリュイドサウンドアナライザー (サウンドクラス)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
プログラム	5	4	3	3
スマートウィンドマネージャー
高音域強調
スピーチエンハンサー RT	RT/IE	IE	.	.
デジタルピナ
HD ロケーター
トゥルーサウンドソフトナー
サウンドセンスアダプト
優先コントロール
プログラム可能なプッシュボタン***
ソフトレベル騒音抑制
騒音制御
ZEN IE
オーディビリティエクステンダー


*Android からの直接音声転送に対応。 **以下の補聴援助機器 DEX も含まれます：TV-DEX、COM-DEX、RC-DEX、FM+ DEX、TV-PLAY。 ***プログラム可能：プログラムボタンおよびオン/オフスイッチとして、音声調整ボタンおよびオン/オフスイッチとして、専用のオン/オフスイッチとして。

WIDEX MAGNIFY と直接音声転送に対応するデバイスの詳細についてはこちらをご覧ください：global.widex.com/compatibility


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)




最大出力音圧 (入力音圧 90dB SPL)



規準周波数特性 (入力音圧 60dB SPL)



誘導コイル入力 特性 (磁界の強さ 31.6m A/m)



JIS C 5512:2015 (2cm²カプラで測定) による公称値

		MRB2D-S	
電池の種類		PR41 1.4V	
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	103	dB SPL
	ピーク	108	dB SPL
最大音響利得	HFA	52	dB
	ピーク	54	dB
規準利得	HFA	26	dB
周波数範囲		100-8450	Hz
等価入力雑音レベル		23	dB SPL
電池の電流		1	m A
全高調波ひずみ	500Hz	3	%
	800Hz	3	%
	1600Hz	3	%
試験用ループに対する等価感度		86	dB
誘導コイル入力の最大感度		80	dB

製造業者の名称: ワイデックス株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 浜松町262ビル

TEL: 0120-332-604