

# AS608 オーディオメータ



**AS608**

*Screening audiometer*

- 専用キャリングバッグ付ポータブルオーディオメータ
- 簡単操作の JIS T 1201 タイプ4 オーディオメータ
- オーディオカップ装備のヘッドホン
- ディスプレイ搭載



キャリングバッグ



ディスプレイ



AS608 オーディオメータは軽量、コンパクト、電池での作動、またオーディオカップ、専用キャリングバッグが標準装備と持ち運びに、様々な場所での使用に適しております。

周波数は 125Hz から 8,000Hz、出力音圧は-10dBHL から最大 100dBHL までの呈示が可能です。使用する周波数や検査音の呈示方法の設定も可能です。

## — 仕様 —

### 規格：

JIS T 1201-1 : 2000 タイプ 4

JIS T 0601-1 : 1999

JIT T 0601-1-2 : 2002

### 検査音種：

純音、ウォーブルトーン（正弦波・±5%, 5Hz）

### 出力：

気導左右

### 周波数及び聴力レベル：

周波数 (Hz)	聴力レベル 気導 (dB HL)
125	70
250	90
500	100
750	100
1000	100
1500	100
2000	100
3000	100
4000	100
6000	100
8000	100

最小聴力レベル：-10dB HL

間隔：5dB ステップ

高調波ひずみ：±2.5%以内

周波数の精度：±3%以内

### 検査音呈示：

マニュアル、リバース、パルス

パルス長：250 または 500ms から設定可

### 周波数選択機能：

125, 250, 500, 750, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000Hz の周波数について、使用有無設定が可能

### ディスプレイサイズ：

アウトライン：5.2×4.5cm (L×W)

表示エリア：4.8×4.5cm (L×W)

### 電源：

バッテリー使用時：

1.5V 単三乾電池 3 本 アルカリ電池推奨

寿命：6 ヶ月（スタンバイ状態）

検査音呈示：70,000 回

電池状態表示

オートオンオフ機能

パワーサプライ使用時：

AC100-240V 50/60Hz

\*パワーサプライ ASA30M は別売アクセサリです。

### 構造：

プラスチックキャビネット

### 本体寸法：

22.5×18.0×5.5cm ±0.5cm (W×D×H)

### 本体重量：

0.68kg ±0.05kg (電池を含む)

### 認証番号：

221AFBZX00016000

\*本仕様は予告無く変更することがあります。

ワイデックス株式会社

第2種医療機器製造販売行許可番号：13B2X00020

製造業者：

インターアコースティクス（デンマーク）

お問い合わせ先：

ワイデックス株式会社ワイデックスサービスセンター

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビルB館5階

TEL: 046-289-0235 FAX: 046-207-2919

### 標準付属品：

オーディオカップ付 TDH39 ヘッドセット 1 式

レスポンススイッチ 1 個

キャリングバッグ 1 個

オーディオグラム AF12 100 枚×2 冊

ペンセット 1 セット

別売アクセサリ：

パワーサプライ ASA30M