



片手で簡単操作。
医療施設、
教育施設に最適。

幼・小児用オーディオメータ PA5

Pediatric Audiometer PA5

[ピーエーファイブ]



- 各種測定音搭載
 - ・ウォーブトーン
 - ・ナローバンドノイズ(NB)
 - ・ホワイトノイズ(WN)
- 軽量コンパクト、片手での操作可能
- 光提示機能
- サイレントスイッチ
- オートオフ機能
- シングルイヤホン(別売)による聴力測定

本器は音場で使用するオーディオメータです。幼・小児向けの聴力検査、BOA(聴性行動反応)テスト、COR(条件詮索反応)テストに使用できます。

また補聴器装用者に測定音を提示することで、簡易的な補聴効果測定に使用することが可能です。



Interacoustics

規格: JIST1201-1: タイプ5

寸法: 25×7×5±0.5cm (L×W×H)

重量: 360g±10g・・・(電池搭載時)

電源: 単3形×3本

電池寿命: スイッチオフ時: 約12ヵ月

80dB HL連続提示時: 約10時間

80dB HL連続提示、光同時提示時: 約4時間

光提示: 3点LED 点滅間隔5Hz

ウォーブルトーン周波数: 5Hz±5%

測定音・光提示: サイレントスイッチ

測定音種: ウォーブルトーン、ナローバンドノイズ、ホワイトノイズ

提示周波数: 500/1000/2000/3000/4000Hz

最大提示聴カレベル(測定距離50cm時):

ウォーブルトーン、ホワイトノイズ: 80dB HL

ナローバンドノイズ: 70dB HL

測定距離16cm時: 表示聴カレベル+10dB

測定音間隔: ウォーブルトーン、ホワイトノイズ
(40-80dB HL時): 10dBステップ

標準付属品: 単3形電池×3本

PA5用キャリングバッグ

別売オプション: シングルイヤホン



*本仕様は予告無く変更することがあります。



Interacoustics

幼・小児用オーディオメータ PA5



一般名称: 手動式オーディオメータ

販売名称: PA5オーディオメータ

認証番号: 220AFBZX00214000

ワイデックス株式会社

第2種医療機器製造販売行許可番号: 13B2X00020

製造業者:

インターアコースティクス (デンマーク)

お問い合わせ先:

ワイデックス株式会社ワイデックスサービスセンター

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビルB館5階

TEL: 046-289-0235 FAX: 046-207-2919

WIDEX