

SCAN MED MOBILEN OG  
FÅ MERE INFORMATON



[www.widex.com/da-dk/tilbehoer](http://www.widex.com/da-dk/tilbehoer)  
Læs om alt vores tilbehør



Besøg vores YouTube kanal og find videoer af alt fra app guides,  
til brug af tilbehør til vedligeholdelse

**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER



Widex is a registered trademark of WIDEX A/S.  
Printed by Rosendahls a/s. 2022-11.  
90069-2-W-DK-0323 Widex Accessory Overview

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the  
U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play and Google Play logo are trademarks of Google Inc.  
Subject to change with no further notice.



[WWW.WIDEX.COM](http://WWW.WIDEX.COM)



**TILBEHØRSOVERSIGT**

EN HEL VERDEN AF TRÅDLØS LYD

**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER





## WIDEX TILBEHØR

Med kommunikationstilbehør fra Widex kan du holde forbindelsen til en hel verden af lyd.

Der findes tilbehør til enhver situation såsom restaurantbesøg, fester, musik, telefonsamtaler og TV.

Læs mere om de forskellige tilbehørsløsninger, og hvordan du bestiller tilbehør til dine høreapparater på:

[www.widex.com/da-dk/tilbehoer](http://www.widex.com/da-dk/tilbehoer)


## WIDEX CHARGE & CLEAN

Widex Charge & Clean opladerstation er en 3-i-1 oplader, som tørrer, desinficerer og oplader dine WIDEX høreapparater.

Tørrefunktionen og UV-lysdesinficering sikrer, at du altid har rene høreapparater, der er fri for fugt.



- 4 timers opladning for brug til hele dagen. 30 minutters opladning for brug af høreapparater i 4 timer.
- UV-C LED-behandling eliminerer op til 99,99% af bakterier, gær og vira
- Temperaturstabilisering under hele opladningsprocessen for at sikre en optimal batteriydelse (anbefalet af batteriproducenter)





## TV PLAY



Med TV PLAY™ kan du streame enestående TV-lyd til dine høreapparater, så du kan leve dig mere ind i TV, film og spil. TV PLAY er nem at indstille, streamer stereolyd direkte til dine ører og har et prisvindende design med en høj lyd kvalitet.

### FORDELE:

- Få klar TV-lyd direkte i ørene
- Nem at tilslutte til TV
- Slå baggrundslyden fra
- Nem betjening via smartphone app

## SOUND ASSIST



Sound Assist kan bruges som bordmikrofon til møder/selskaber, som partnernmikrofon ved én-til-én-samtaler, til direkte streaming fra enhver Bluetooth®-enhed og til håndfri telefonopkald. Derudover kan enheden bruges som fjernbetjening til at betjene høreapparaterne, og den tilbyder telespole-funktion til høreapparater, som ikke har telespole indbygget i sig.

### FORDELE:

- Øget taleforståelse i krævende miljøer
- Nem mulighed for besvarelse af telefonopkald
- Streaming fra enhver Bluetooth-enhed
- Multifunktionel løsning, der dækker de fleste behov

### RÆKKEVIDDE:

- Bluetooth-streaming: 10-15 m fra Bluetooth-enhed til Sound Assist
- Partnernmikrofon: 20 cm fra taler til Sound Assist
- Bordmikrofon: 1,5 m fra taler til Sound Assist



## RC-DEX

RC-DEX er en lille og brugervenlig fjernbetjening, som nemt kan justere lydstyrken eller ændre program i dine høreapparater. RC-DEX er utrolig nem og ukompliceret at betjene og kan tages med alle vegne.



### FORDELE:

- Rækkevidde: 1 meter fra høreapparat
- Nem at håndtere med store, synlige knapper
- Batterilevetid: op til 2 år afhængig af brug

## SOUNDCONNECT

Widex SoundConnect er en diskret og stilfuld USB-dongle, der kan bruges til at streame lyd direkte fra ens computer (PC) til ens Widex høreapparater.



### FORDELE:

- God lyd direkte fra PC
- Nem plug-and-play løsning
- Rækkevidde 8m (5m udenfor)

## OVERSIGT OVER TILBEHØR

KOMPATIBILITET	SOUND ASSIST*	SOUNDCONNECT*	TV PLAY*	TV-DEX	COM-DEX	RC-DEX
Widex Moment	●	●	●	●	●	●
Widex Magnify	●	●	●	●	●	●
Widex Evoke	-	-	●	●	●	●
Widex Enjoy	-	-	●	●	●	●
Widex Beyond	-	-	-	●	●	●
<b>FUNKTIONER</b>						
Lyd fra TV	-	-	●	●	-	-
Lyd fra mobil	●	-	-	-	●	-
Lyd fra PC	●	●	-	-	-	-
Håndfri telefoni	●	-	-	-	●	-
Bordmikrofon	●	-	-	-	-	-
Partnernmikrofon	●	-	-	-	-	-
Fjernbetjening	●	-	-	-	-	●
Telespole	●	-	-	-	-	-

\* Kun kompatibel med Widex Bluetooth-høreapparater (sRIC R D, mRIC R D, RIC 312 D, BTE R D, BTE 13 D, FUSION2)

## TV DEX

Med TV-DEX får du TV-lyd i høreapparaterne i realtid uden forsinkelse mellem lyd og billede. Derudover elimineres ekko ved nemt at kunne slukke for baggrundslyde på dine høreapparater.



### FORDELE:

- Hi-fi stereo-lyd streamet fra Tv'et til dine høreapparater
- Lyden modtages i realtid - ingen forsinkelse i lyden
- Eliminerer ekko
- Slå baggrundslyden fra
- 2 enheder kan tilsluttes samtidigt

## COM-DEX

COM-DEX er et stilfuldt svar på en håndfri kommunikationsenhed, som kan bruges til at streame lyd i høj kvalitet fra din smartphone og direkte til dine Widex høreapparater. Enheden kan bruges både til at foretage opkald via din smartphone, eller til at nyde god musik i allerbedste lyd kvalitet.



### FORDELE:

- Trådløs, diskret enhed med indbygget mikrofon
- Bedre kommunikation, selv i støjende omgivelser