



NY TILNÆRMING TIL
NATURLIG HØRSEL

WIDEX SMARTRIC™

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

FÅ MED DEG DE STEMMENE OG LYDENE DU ØNSKER Å HØRE

Med den nye SmartRIC™ viser Widex en ny tilnærming på naturlig hørsel.

Utviklet i et banebrytende L-formet design, plasserer Widex SmartRIC mikrofonene i en forbedret vinkel. Denne innovative plasseringen forbedrer enhetens evne til å tilpasse seg ditt primære fokus, ved å følge retningen på din oppmerksomhet.

Oppdag hvordan funksjonene i den nye SmartRIC vil hjelpe deg med å nyte et aktivt liv. Et liv hvor du føler deg mer tilstede og kan fokusere på de stemmene og lydene du ønsker å høre.

HØRSEL SOM DU HUSKER DEN

Selv et godt høreapparat har alltid hørt ut som et høreapparat – til nå. Det revolusjonerende Widex Moment leverer den reneste og mest naturlige lyden noensinne. Lyd som behandles i et høreapparat når vanligvis trommehinnen senere enn lyd hørt direkte. Og når disse to usynkroniserte signalene blandes, får du en kunstig lyd. Men med Widex Moment kan du nå høre som du gjorde før.

Naturlig lyd på sitt beste

Vi spurte ekte høreapparatbrukere om å bruke Widex Moment i deres hverdag og fortelle oss hva de mente om dem. Resultatet var overveldende positivt med 95 % som oppfattet lyden som “naturlig” og “klar”.



MIKROFONENE
ER PLASSERT I EN
FORBEDRET VINKEL
FOR Å HJELPE DEG
MED Å NYTE MER
AV LIVET

“Det fantastiske med dette produktet er måten det kombinerer flott design med fantastisk lyd. Det ser smart ut, ikke bare for å se smart ut, men også for smart audiologi. Og med en forbedret plassering av mikrofonene hjelper det brukeren med å fokusere på de viktigste lydene.”

Anne Mette Jeppesen,
Senior Audiology Solution Manager, Widex

KONSTRUERT FOR FORBEDRET FOKUS

Vårt banebrytende L-formede design er et vitnesbyrd om vårt audiologiske engasjement. Plassert over øret og konstruert for forbedrede mikrofonvinkler, dirigerer SmartRIC fokus dit det er mest nødvendig. Det handler om å zoome inn på det som virkelig betyr noe i ethvert lyd miljø.

Hos Widex tror vi at naturlig lyd i de fleste situasjoner er bedre enn aggressiv bearbeiding. Dog, i spesifikke støyende situasjoner hvor du trenger støtte, bruker vi teknologi for å redusere bakgrunnsstøy, og hjelper deg med å fokusere på det du ønsker å høre. Den innovative mikrofonplasseringen av SmartRIC er det neste steget i utviklingen av hvordan vi støtter hørselen i støyende situasjoner.





Vanlig høreapparat



Widex SmartRIC

HVORFOR ER MIKROFONVINKLEN VIKTIG?

Ved å plassere SmartRIC høyere opp på øret blir vinkelen mellom de to mikrofonene nærmere horisontal. Dette gjør det mulig for høreapparatet å tilpasse seg det du fokuserer på, noe som resulterer i klarere tale i støyende situasjoner. Denne forbedringen er designet for å hjelpe deg til å henge med i sosiale situasjoner og leve livet ditt fullt ut.



Vårt oppladbare RIC høreapparat med lengst varighet

Med forbedret batterikapasitet kan du nå nyte godt av vårt oppladbare RIC høreapparat med lengst varighet noensinne. Det gir forlenget brukstid og mer streamingtid.

Problemfri lading for livet på farten

Med den bærbare laderen til SmartRIC kan du nyte problemfri lading, aktivitet og ro i sinnet. Uansett om du tilbringer en helg med familien, går på fottur eller nyter en ferie, gir denne bærbare laderen opptil fem oppladninger, noe som tillater mer enn en ukes frihet.

Den bærbare laderen tilbyr...

En lading, en full dag med naturlig hørsel

En 4-timers lading gir en full dag med naturlig lyd, uansett hvor lenge du streamer.

Beleilighet møter livsstil

Laderens kompakte størrelse passer ubesværet inn i en veske eller lomme.

Ingen gjetting, bare sikkerhet

LED-indikatorer gir kontroll på ladestatus, noe som gir deg tilliten til at høreapparatene dine er klare når du trenger dem.

Redusert vind- og berøringsstøy for mer komfort

Nydesignede mikrofoninn ganger reduserer effektivt vind- og berøringsstøy for å gjøre utfordrende situasjoner mer komfortable.

SMARTRIC- ØKOSYSTEMET

SMARTRIC HØREAPPARATER

Widex SmartRIC kan hjelpe deg med å engasjere deg i verden så naturlig som mulig med bedre retningssans, redusert vind- og berøringsstøy samt forbedret batterilevetid.

Lengste batterilevetid til nå for et Widex RIC

37 timer uten streaming

27 timer med 8 timers streaming



BÆRBAR LADER

Med en bærbar lader til SmartRIC vil du nyte problemfri lading, mobilitet og ro i sinnet.

5 fulle høreapparatoppladninger

7 dager med full bruk før lading av laderen



WIDEX MOMENT APP

Den intuitive Moment-appen for både iOS- og Android-enheter gir deg kontroll over et bredt spekter av funksjoner. Appen gir tilgang til kraftfull lydtilpasning med Min Lyd, direkte streaming av musikk, video og samtaler, samt tips og råd om bruk av dine høreapparater med Min Veileder.




ALT KOMPATIBELT TILBEHØR

DEN STILFULLE WIDEX TV PLAY FOR TV-STREAMING

SmartRIC høreapparatene fungerer i perfekt samspill med TV Play.

- Maksimal streamingstabilitet
- Et skarpt utseende med eksklusivt Kvadrat tekstilmateriale og metallisk kant
- Intuitiv å installere og problemfri å pare



WIDEX SOUND ASSIST

- Batterilevetid: 10 timer (blandet bruk)
- Full oppladning: 3 timer
- Li-ion batteri
- Micro USB strømforsyning
- Liten størrelse: 43x43x16 mm
- Lettvekt: 32 gram



Widex Sound Assist er et "multiverktøy" for dine høreapparater, som passer i håndflaten din. Den kan være en bordmikrofon, håndtere handsfree samtaler, streame fra digitale og analoge kilder, og til og med være en fjernkontroll for å justere innstillingene på høreapparatet ditt.

WIDEX SOUNDCONNECT

Widex SoundConnect er den lille og enkle løsningen fra Widex for å streame stereo lyd i høy kvalitet fra personlige datamaskiner/laptopper direkte til høreapparater.



Hvis du allerede har en av Widex DEX-enheter, kan du fortsette å bruke dem med Widex SmartRIC.

DERFOR ER WIDEX SMARTRIC DET RIKTIGE FOR DEG

For å hjelpe deg med å høre så godt som mulig inkluderer Widex SmartRIC eksklusiv lydklasse-teknologi som automatisk tilpasser høreapparatet til dine spesifikke lyttebehov. Med Widex SmartRIC får du optimal klarhet, komfort og hørbarhet i enhver situasjon – uten å måtte trykke på en eneste knapp.

FUNKSJONALITETSNIVÅ/ FORDEL	SOCIAL	MUSIKK		STILLE		SELSKAP		TRANSPORT		BY	
		-	Klassisk eller moderne	-	med tale	-	med tale	-	med tale	-	med tale
Widex Moment 440											
Widex Moment 330											
Widex Moment 220											
Widex Moment 110											

FUNKSJONALITETSNIVÅ/ FORDEL	Forbedret taleforståelse, med fokus på å fremheve tale og redusere støy fra omgivelsene.	Reduksjon av vindstøy, med fokus på å fremheve tale og redusere støy fra omgivelsene.	Naturlig lydopplevelse, hør klart og tydelig i alle omgivelser.	Automatisk lydregulering, mindre behov for å regulere hørbarhet i utfordrende lyttesituasjoner.	Direkte Bluetooth-streaming, stream lyd direkte fra Apple- eller Android-enheter.	Enkel betjening, intuitiv app og kunstig intelligens guider deg til den beste lyden.	Widex Remote Care muliggjør tilpassing og finjustering på etvert sted, som klienter, annoder osv.	Real-life insights gjør rådgivning enklere ved å gi tilgang til klientenes programmer.
Widex Moment 440	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Widex Moment 330	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Widex Moment 220	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Widex Moment 110	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••

*Inkluderer ikke Min Lyd, kun app-betjening



SOUND LIKE NO OTHER

Widex er et registrert varemerke tilhørende WIDEX A/S Trykt av
Rosendahls a/s 90147-1-W-NO-0224

Bluetooth® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc.,
og enhver bruk av slike merker av WSAUD A/S er under lisens.
Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

LÆR MER PÅ WIDEX.NO